

Aktionsangebote Frühjahr / Sommer

MÄRZ BIS JUNI 2022



**JETZT RABATTE UND
PAKETPREISE SICHERN:**

**4+1 Aktionsangebote bei Instrumenten
der Ti-Max X und Z sowie S-Max Serien**

Prophylaxe-Aktionspakete

Chirurgie-Aktionspakete

UND VIELES MEHR

Hand- und Winkelstücke / Turbinen

Ti-Max Z und Ti-Max nano

BEST PROMO

- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP®-Beschichtung • Glasstab-Lichtleiter • Integrierter Mikrofilter
- Clean-Head-System • Extrem kompakte Abmessungen (z. B. Winkelstück-Kopfgröße Ø 8,9 x H 13,4 mm)

 **3 Jahre Garantie**



4+1

MODELL **Z95L**
REF **C1034**

1.113€*
1.251€*

- Licht-Winkelstück
- 1:5 Übersetzung
- Vierfach-Spraykühlung
- Keramikugellager
- Zwei-Wege-Sprayfunktion



4+1

MODELL **Z25L**
REF **C1038**

742€*
801€*

- Licht-Winkelstück
- 1:1 Übertragung
- Einfach Spraykühlung



4+1

MODELL **Z15L**
REF **C1039**

848€*
927€*

- Licht-Winkelstück
- 4:1 Untersetzung
- Einfach Spraykühlung



4+1

MODELL **Z45L**
REF **C1064**

1.060€*
1.146€*

- Licht-Winkelstück
- 1:4,2 Übersetzung
- Zwei-Wege-Sprayfunktion
- Keramikugellager
- Überlegener Zugang durch 45° abgewinkelten Kopf

Ti-Max Z micro

KLEINER KOPF, RIESIGE LEISTUNG

- Titankörper mit DURAGRIP®-Beschichtung
- Zellglasoptik • Keramik-Kugellager
- Clean-Head-System • Push-Selbstspannfutter
- 100°-Kopfwinkel • Quick-Stop-Funktion
- kleine Kopfgröße (Ø 9,0 x H 10,8 mm)
- Einfacher Rotorwechsel • Zur Verwendung mit Standardbohrern und Kurzschaftbohrern bis 21mm Länge

New



MODELL **Z micro**
REF **PA2357**

für NSK PTL
Kupplung

873€*
4+1

MODELL **Z micro KL**
REF **PA2358**

für KaVo® MULTiflex®
LUX Kupplung

983€*

MODELL **Z micro SL**
REF **PA2359**

für Sirona®
Schnellkupplung

983€*

- Titankörper mit DURAGRIP®-Beschichtung • Glasstab-Lichtleiter • Schlanker Hals für perfekte Sicht
- Keramikugellager • Clean-Head-System • Vierfach-Spraykühlung

 **2 Jahre Garantie**

Licht-Turbine mit Standard-Kopf (Ø 12,5 x H 13,1 mm)



4+1

MODELL **Z900L**
REF **P1111**

für NSK PTL
Kupplung

795€*
873€*

MODELL **Z900KL**
REF **P1113**

für KaVo® MULTiflex®
LUX Kupplung

848€*
983€*

MODELL **Z900SL**
REF **P1115**

für Sirona®
Schnellkupplung

848€*
983€*

MODELL **Z900WL**
REF **P1121**

für W&H® Roto Quick®
Kupplung

848€*
983€*

Licht-Turbine mit Mini-Kopf (Ø 10,8 x H 12,1 mm)

4+1

MODELL **Z800L**
REF **P1110**

für NSK PTL
Kupplung

795€*
873€*

MODELL **Z800KL**
REF **P1112**

für KaVo® MULTiflex®
LUX Kupplung

848€*
983€*

MODELL **Z800SL**
REF **P1114**

für Sirona®
Schnellkupplung

848€*
983€*

MODELL **Z800WL**
REF **P1120**

für W&H® Roto Quick®
Kupplung

848€*
983€*

Hinweis: Turbinen der Ti-Max Z und S-Max Serie sind zu den o. a. Sonderpreisen auch für Bien Air® Turbinenkupplungen erhältlich.

Hand- und Winkelstücke / Turbinen

S-Max M

BEST PROMO

• Edelstahlkörper • Glasstab-Lichtleiter  **2 Jahre Garantie**



4+1

MODELL **M95L**
REF **C1023**

742€*
819€*

- Licht-Winkelstück
- 1:5 Übersetzung
- Vierfach-Spraykühlung
- Keramikgugellager



4+1

MODELL **M25L**
REF **C1024**

529€*
616€*

- Licht-Winkelstück
- 1:1 Übertragung
- Einfach Spraykühlung



4+1

MODELL **M15L**
REF **C1025**

589€*
732€*

- Licht-Winkelstück
- 4:1 Untersetzung
- Einfach Spraykühlung



4+1

MODELL **M65**
REF **H1008**

409€*
449€*

- Handstück ohne Licht
- 1:1 Übertragung
- Einfach Spraykühlung

4+1

Stellen Sie Ihr individuelles Paket aus 5 auf den Seiten 2 bis 3 abgebildeten Instrumenten zusammen. Der Gesamtpreis des Pakets verringert sich um den Preis des günstigsten Instruments im Paket. Aircalder der Serie Ti-Max S970 und Instrumente der nano¹⁾ Serie sind ebenfalls in der 4+1 Aktion enthalten. Achten Sie einfach auf das 4+1 Zeichen.

¹⁾Die o.g. Aktionspreise gelten auch für die entsprechenden Instrumente der nano Serie (nano95LS, nano25LS, nano15LS). BITTE BEACHTEN SIE: Die Instrumente der nano-Serie verfügen aufgrund ihrer Kürze über eine verkürzte Motoraufnahme. Sie sind kompatibel mit dem aktuellen Licht-Motorenprogramm von NSK (NLX nano, NLX plus, M40XS, NBX, X205L, M205LG) und anderen im Markt verfügbaren Motoren mit Licht, deren ISO-Kupplung eine Länge von 23 mm nicht überschreitet.

• Edelstahlkörper • Glasstab-Lichtleiter • Keramikgugellager • Clean-Head-System • Vierfach-Spraykühlung

 **2 Jahre Garantie**



Licht-Turbine mit Standard-Kopf (Ø 12,1 × H 13,3 mm)

MODELL **M900L**
REF **P1254**

für NSK PTL
Kupplung

572€*
633€*

MODELL **M900KL**
REF **P1258**

für KaVo®MULTiflex®
LUX Kupplung

615€*
710€*

MODELL **M900SL**
REF **P1262**

für Sirona®
Schnellkupplung

615€*
710€*

MODELL **M900WL**
REF **P1266**

für W&H® Roto Quick®
Kupplung

615€*
710€*

Licht-Turbine mit Mini-Kopf (Ø 10,6 × H 12,4 mm)

MODELL **M800L**
REF **P1253**

für NSK PTL
Kupplung

572€*
633€*

MODELL **M800KL**
REF **P1257**

für KaVo®MULTiflex®
LUX Kupplung

615€*
710€*

MODELL **M800SL**
REF **P1261**

für Sirona®
Schnellkupplung

615€*
710€*

MODELL **M800WL**
REF **P1265**

für W&H® Roto Quick®
Kupplung

615€*
710€*

Hinweis: Turbinen der Ti-Max Z und S-Max Serie sind zu den o. a. Sonderpreisen auch für Bien Air® Turbinenkupplungen erhältlich.

Hand- und Winkelstücke / Turbinen

Ti-Max X

BEST PROMO

LEICHT, LEISE UND LANGLEBIG

• Titankörper mit kratzfester DURACOAT®-Beschichtung • Glasstab-Lichtleiter

 **2 Jahre Garantie**



4+1

MODELL **X95L**
REF **C600**

- Licht-Winkelstück
- 1:5 Übersetzung
- Vierfach-Spraykühlung
- Keramikugellager

848€*
1.037€*



4+1

MODELL **X25L**
REF **C601**

- Licht-Winkelstück
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung

620€*
764€*



4+1

MODELL **X15L**
REF **C602**

- Licht-Winkelstück
- 4:1 Untersezung
- Einfach-Spraykühlung

705€*
859€*



4+1

MODELL **X65L**
REF **H273**

- Licht-Handstück
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung

742€*
842€*

Dentalhygiene

iCart Prophy

PRAKTISCHER GERÄTEWAGEN FÜR VARIOS COMBI PRO

Das stabile höhenverstellbare iCart Prophy ist mit vier Lenkrollen ausgestattet, davon zwei mit Feststellbremse.

Die 2-in-1-Prophylaxekombination Varios Combi Pro, lässt sich auf dem neuen iCart Prophy ergonomisch und sicher positionieren sowie flexibel im Behandlungsraum bewegen. Je nach Wunsch ist die Höhe der Geräteablage zwischen 66 und 90 cm einstellbar.



MODELL **iCart Prophy**
REF **S9095**

960€*



New

Varios Combi Pro

BEST PROMO

DIE VARIABLE 2-IN-1-PROPHYLAXE-UND PERIOKOMBINATION

2 IN 1
ULTRASCHALL ×
PULVERSTRAHL

Varios Combi Pro Basisset enthält:

- Steuergerät
- Ultraschalleinheit inkl. LED-Handstück
- Supragingivales Pulverstrahlkit
- Multifunktions-Fußschalter
- Ultraschall-Aufsätze G4, G8 und G16
- weitere Accessoires



MODELL **Varios Combi Pro**
REF **Y1002843**

Basisset

4.646€*

VARIOS COMBI PRO GIGAPAKET P4+C

Basisset Varios Combi Pro mit Ultraschall
und Supra-Pulverstrahlkit

- + Perio-Kit (subgingivale Anwendung)
- + Zusätzliches Ultraschall-Handstück Varios2 LUX HP
- + iCart Prophy

6.390€*
7.246€*

Sparen Sie **856€**

VARIOS COMBI PRO GIGAPAKET P4+

Basisset Varios Combi Pro mit Ultraschall
und Supra-Pulverstrahlkit

- + Zusätzliches Prophy-Kit (supragingivale Anwendung)
- + Perio-Kit (subgingivale Anwendung)
- + Zusätzliches Ultraschall-Handstück Varios2 LUX HP


6.150€*
7.108€*

Sparen Sie **958€**

MODELL
Varios2 LUX HP
REF **E351050**

Ultraschall-
Handstück mit LED

764€*



MODELL **Prophy-Kit** REF **Y1003771**

Pulverstrahlkit für Supra-Anwendung

822€*



MODELL **Perio-Kit** REF **Y1003042**

Pulverstrahlkit für Sub-Anwendung

876€*

Prophy-Mate neo

PULVERSTRAHLINSTRUMENT
FÜR DIE SUPRAGINGIVALE ANWENDUNG

SPARPAKET P1

- + Prophy-Mate neo nach Wahl
- + Zusätzliches Prophy-Mate neo Handstück REF **T797010**, 309€*
- + FLASH pearl 4 x 300 g REF **Y900698**, 83€*

975€*
~~1.278€*~~

Sparen Sie **303€**



MODELL **FLASH pearl**
REF **Y900698**

- Reinigungspulver auf Kalziumbasis
- 4 Flaschen à 300 g

83€*



- REF **Y135029** für NSK Turbinenkupplung 886€*
- REF **Y135030** für KaVo® MULTiflex® LUX Kupplung 928€*
- REF **Y135031** für Sirona® Schnellkupplung 928€*
- REF **Y135032** für W&H® Roto Quick® Kupplung 928€*
- REF **Y135033** für Bien-Air® Unifix® Kupplung 928€*

MEGAPAKET P3

SPARPAKET P 1 & P2 IN KOMBINATION

Perio-Mate + Prophy-Mate neo

1.999€*
~~2.745€*~~

Sparen Sie **746€**

Perio-Mate

PULVERSTRAHLINSTRUMENT
FÜR DIE SUBGINGIVALE ANWENDUNG

SPARPAKET P2

- + Perio-Mate nach Wahl
- + Zusätzliches Perio-Mate Handstück REF **T1043010**, 363€*
- + Perio-Mate Pulver 2 x 160 g REF **Y900938**, 67€*

1.135€*
~~1.522€*~~

Sparen Sie **387€**



MODELL **Perio Mate Pulver**
REF. **Y900938**

- Glycinpulver
- 2 Flaschen à 160 g

67€*



- REF **Y1002654** für NSK Turbinenkupplung 1.037€*
- REF **Y1002655** für KaVo® MULTiflex® LUX Kupplung 1.092€*
- REF **Y1002656** für Sirona® Schnellkupplung 1.092€*
- REF **Y1002657** für W&H® Roto Quick® Kupplung 1.092€*
- REF **Y1002658** für Bien-Air® Unifix® Kupplung 1.092€*

Varios 970

ULTRASCHALLGERÄT MIT DER IPIEZO-TECHNOLOGIE

iPiezo-Steuerlektronik für stabile Leistungsabgabe • Federleichtes Handstück für alle Indikationen • Umfassendes Aufsatzsortiment für alle Anwendungsbereiche: Prophylaxe, Parodontologie, Endodontie, Restauration & Prothetik • LED-Lichttechnologie
• 2 Kühlmittelbehälter à 400 ml + Festwasseranschluss



Varios 970 Komplettsset beinhaltet:

- Steuergerät
- Handstück inkl. Kabel
- Fußschalter
- 3 Scaling-Aufsätze (G4, G8, G16)
- 2 Kühlmittelbehälter
- Steribox mit 3 Drehmomentschlüsseln

MODELL **Varios 970 LUX**
Ultraschallgerät mit Licht

REF **Y1004161**

2.678€*

MODELL **Varios 970**
Ultraschallgerät ohne Licht

REF **Y1004160**

2.349€*

Sparpaket P5-A

- +** Varios 970 LUX Komplettsset
Zusätzliches Varios LED Handstück

2.650€*

3.442€*

Sparen Sie 792€

Sparpaket P5-B

- +** Varios 970 Komplettsset
Zusätzliches Varios Handstück ohne Licht

2.335€*

2.786€*

Sparen Sie 451€

Ti-Max S970 Airscaler

- Titankörper mit DURACOAT®-Beschichtung
- 3-Stufen Power Control Ring
- Erhöhte Durchzugskraft, konstante Leistung
- Ring-Lichtleiter
- Breites Aufsatz-Sortiment für Zahnsteinentfernung, Parodontologie, Restauration und Endo-Anwendungen
- Schwingfrequenz: 5.800–6.200 Hz
- Inkl. 3 Scaling-Aufsätze (S1, S2, S3)

4+1



MODELL **Ti-Max S970L**
REF **T1005**

Airscaler mit Licht für NSK PTL Kupplung

983€*

MODELL **Ti-Max S970KL**
REF **T1013**

Airscaler mit Licht für KaVo® MULTIflex® LUX Kupplung

1.088€*

MODELL **Ti-Max S970SL**
REF **T1015**

Airscaler mit Licht für Sirona® Schnellkupplung

1.088€*

iProphy

ERGONOMISCHES, KABELLOSES
POLIERINSTRUMENT MIT
ULTRAKLEINEM KOPF

MODELL **iProphy Komplettsset** mit iFX57 Kopf
REF **Y1500015**

1.162€*

iProphy ist als Standardvariante erhältlich mit dem iFX57 Kopf für Einschraubkelche (wie abgebildet): Optional kann iProphy mit Einmal-Polierköpfen (DPA = Disposable Prophy Angles) verwendet werden. Ist diese Anwendung gewünscht, empfehlen wir iProphy ohne Kopf (Y1500069; 899 €*) und den PR-F Adapter. Einschraubkelche und DPA nicht im Lieferumfang enthalten.



Optional erhältlich:



MODELL **iFX57**
(Kopf für Einschraubkelche)
REF **C1102001**

262€*



MODELL **PR-F**
(DPA-Adapter)
REF **H209001**

197€*

PROPHYLAXE-/POLIERWINKELSTÜCKE



MODELL **X57** REF **C619**

- Titan-Winkelstück, ohne Licht
- 16:1 Untersetzung
- Ultrakleiner Kopf für Schraubkelche und -bürsten²⁾

390€*
436€*



MODELL **FX57m** REF **C1054**

- Edelstahl-Winkelstück, ohne Licht
- 4:1 Untersetzung
- Ultrakleiner Kopf für Schraubkelche und -bürsten²⁾

262€*

²⁾ mit Snap-on-Adapterschraube (REF C186020; 4,70 €*) auch für Snap-on-Kelche geeignet

NSK YOUNG Smilebox

AEROSOLREDUZIERTES
PROPHYLAXE-KONZEPT

MODELL **Smilebox**
REF **S220001**

NSK Polierwinkelstück FX57m
mit YOUNG Materialien-Sortiment

296€*
382€*



FX57m
Polierwinkelstück,
4:1 Untersetzung



2Tone™
Anfärbelösung,
Flasche à 59 ml



DryTips® klein,
Packung à 50 Stk.



Young™
Polierpaste, Minze,
Packung à 125 Stk.



YOUNG™ Elite
Original™ Cup,
Packung à 144 Stk.

Die neue Surgic Pro2

DAS DIGITAL VERNETZTE CHIRURGISCHE MIKROMOTORSYSTEM

New

Surgic Pro2 Komplettsset beinhaltet:

- Steuergerät
- SG80M-Mikromotor bzw. SGL-80M LED-Mikromotor
- FC-81 kabellose Fußsteuerung
- X-SG20L Licht-Winkelstück (Surgic Pro OPT) bzw. SG20 Winkelstück (Surgic Pro NON-OPT), 20:1 Untersetzung
- Kühlmittelschläuche (3 Stk.) und weiteres Zubehör



MODELL **Surgic Pro2 NON-OPT**

REF **Y1004196**

Komplettsset ohne Licht

3.399€*

MODELL **Surgic Pro2 OPT**

REF **Y1004195**

Komplettsset mit Licht (LED)

4.460€*

Bedienbarkeit, Sicherheit, digitale Vernetzung: in diesen entscheidenden Feldern macht die neue Surgic Pro2 den großen Unterschied. Mit Funktionen, die dem Anwender effektives, zuverlässiges und komfortables Arbeitserlebnis vermitteln, stellt das neue chirurgische Mikromotor-System eine echte Innovation dar. Es gibt so viele gute Gründe für Surgic Pro2 – entscheiden Sie sich für den Fortschritt und gehen Sie mit Surgic Pro2 einen Schritt weiter.



1 Verbessertes Handling dank des neuen, noch kompakteren Mikromotors. Der optimierte Schwerpunkt ermöglicht ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten.



2 Sicher und fehlerfrei in der Anwendung ist das leicht zu reinigende, flache Display. Das smarte Bedienfeld lässt sich in seiner Sensitivität einstellen und mit Handschuhen oder unter Benutzung von hygienischen Folien zuverlässig bedienen.



3 Alles unter Kontrolle für einen sicheren und reibungslosen Behandlungsablauf: eindeutige, intuitiv zu bedienende Symbolsprache auf dem Bedienfeld und große, kontraststarke Parameterdarstellungen in 10 Helligkeitsstufen.



4 Sicht wie unter Tageslicht bei minimaler Wärmeentwicklung mit der hochauflösenden Farb-LED. Blut, Zahnfleisch und andere Substanzen erscheinen in ihren tatsächlichen Farben für ein unverfälschtes Bild der Situation.



5 Gleichmäßiger und geräuscharmer Transport des Kühlmittels über das kompakte Pumpenmodul bei maximaler Individualisierung: fünf Leistungsstufen lassen sich individuell durch den Anwender einstellen.



6 Höchste Drehmomentpräzision durch das optimierte Kalibriersystem AHC: Sicherheit gegen überhöhte Drehmomente bei der Implantation.



7 Wann kann ein Implantat belastet werden? Das Osseointegrations-Messgerät Osseo 100+ gibt mehr Sicherheit in dieser Frage und lässt sich an Surgic Pro2 anbinden.



8 Deutlich erweiterte Möglichkeiten und Komfort durch die kabellose Anbindung mehrerer Geräte wie VarioSurg3, Osseo 100+, iPad mit Surgic Pro2 App und Fußsteuerung.

Surgic Pro2 + Osseo 100+



SPARPAKET S6

+ MODELL **Surgic Pro2 NON OPT** REF **Y1004196**
+ MODELL **Osseo 100+** REF **Y1004176**
4.400€* **Sparen Sie 1.430€**
 5.830€*

SPARPAKET S7

+ MODELL **Surgic Pro2 OPT** REF **Y1004195**
+ MODELL **Osseo 100+** REF **Y1004176**
5.300€* **Sparen Sie 1.591€**
 6.891€*

Surgic Pro

CHIRURGIEMOTOR
FÜR DIE IMPLANTOLOGIE
UND MKG-CHIRURGIE

- Kraftvolles Drehmoment (bis zu 80 Ncm)
- Kleiner und leichter Chirurgie-Mikromotor
- LED-Beleuchtung 32.000 LUX (Geräte mit Licht)
- Mikromotor autoklavier- und thermodesinfizierbar



Standardsets

MODELL **Surgic Pro NON-OPT**
REF **Y1003587**

Komplettset ohne Licht inkl.
Winkelstück SG20 (20:1)

3.089€*

MODELL **Surgic Pro OPT**
REF **Y1003586**

Komplettset mit Licht (LED) inkl.
Licht-Winkelstück X-SG20L (20:1)

4.119€*

MODELL **Surgic Pro+ OPT-D**
REF **Y1003585**

Komplettset mit Licht (LED) und Datenspeicherung (USB)
inkl. zerlegbarem Licht-Winkelstück X-DSG20L (20:1)

4.428€*

SPARPAKET S1-A

+ Surgic Pro NON-OPT
+ Chir.-Winkelstück SG20 (20:1)
+ Chir.-Handstück SGS-ES (1:1)

3.555€*

4.243€*

Sparen Sie 688€



SPARPAKET S2-A

+ Surgic Pro OPT
+ Chir.-Winkelstück X-SG20L m. L. (20:1)
+ Chir.-Handstück X-SG65L m. L. (1:1)

4.935€*

6.016€*

Sparen Sie 1.081€



SPARPAKET S3-A

+ Surgic Pro+ OPT-D
+ Chir.-Winkelstück X-DSG20L m. L. (20:1)
+ Chir.-Handstück X-SG65L m. L. (1:1)

5.300€*

6.434€*

Sparen Sie 1.134€



VarioSurg3

LEISTUNGSSTARKES ULTRASCHALL-CHIRURGIESYSTEM MIT LED

- Höchste Schneideffizienz
- Schlankes, federleichtes LED-Handstück
- Riesiges Aufsatzsortiment
- Koppelbar mit Implantologiemotor Surgic Pro
- Umfangreiche Ausstattung

SPARPAKET V1

- +** VarioSurg 3 Komplettsset inkl. LED-Handstück
- +** Zusätzliches VS3-LED-Handstück

6.365€*

8.491€*

Sparen Sie **2.126€**

Inklusive:
Sterilisationskassette und Basis H-S Aufsatzkit



MODELL **VarioSurg3**
REF **Y1002726**

Komplettsset inkl.
Basis H-S Aufsatzkit
und Sterilisationskassette

6.525€*

MODELL **VarioSurg3 NON-FT³⁾**
REF **Y1002248**

Komplettsset ohne Fußschalter
zur Kopplung mit Surgic Pro
und Surgic Pro2
inkl. Basis H-S Aufsatzkit und
Sterilisationskassette

5.676€*

3) Zur Kopplung mit Surgic Pro ist entweder das SG Link Set oder iCart Duo in Verbindung mit dem Link-Kabel erforderlich. VarioSurg 3 kann mit allen Surgic Pro Modellen gekoppelt werden.



ANWENDUNGSBEISPIELE:

Knochenchirurgie
Spatel
Extraktion
Sinus-Lift
Implantvorbereitung
Sinusmembran-Ablösung

Socket-Lift
Retrograde-Endo
Supragingivales Scaling
Wurzelglättung
Prothetik-Erhaltungstherapie

Das Aufsatzprogramm von VarioSurg3 bietet eine große Auswahl aus über 50 Aufsätzen für unterschiedliche Indikationen. Mehr dazu auf der NSK-Website:
<https://germany.nsk-dental.com/products/surgical/surgical-variosurg/>



SurgicPro⁺

CHIRURGISCHES
MIKROMOTOREN-
SYSTEM



VarioSurg 3

ULTRASCHALL-
CHIRURGIESYSTEM



SPARPAKET S4+

Surgic Pro+ D

Zusätzliches Licht-Winkelstück X-DS20L (20:1)

Chir.-Handstück mit Licht X-SG65L (1:1)

VarioSurg 3 non-FT

Zusätzliches VS3-LED-Handstück

Link Set

10.500€*

~~14.599€*~~

Sparen Sie **4.099€**

SPARPAKET S5+

Surgic Pro+ D

Zusätzliches Licht-Winkelstück X-DS20L (20:1)

Chir.-Handstück mit Licht X-SG65L (1:1)

VarioSurg 3 non-FT

Zusätzliches VS3-LED-Handstück

iCart Duo inkl. Link-Kabel

11.150€*

~~15.222€*~~

Sparen Sie **4.072€**

MODELL SG Link Set

REF Y1002729

Kopplungsset zur Verbindung
von VarioSurg 3 und Surgic Pro
beinhaltet:
Link-Kabel und Ständer

523€*



MODELL iCart Duo

REF S9090

Platzsparende, optisch
ansprechende mobile
Aufbewahrungs- und
Transportmöglichkeit
für die Chirurgiegeräte
Surgic Pro, Surgic Pro2
und Vario Surg3

1.059€*



Osseo 100

OSSEOINTEGRATIONS-MESSGERÄT

Der Osseo 100 misst die Implantatstabilität sowie Osseointegration und gibt so eine Antwort auf die Frage, ab wann ein Implantat belastet werden kann. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn das Protokoll eine kürzere Behandlungszeit vorsieht oder es um die Behandlung von Risikopatienten geht. Der unkomplizierte Vorgang, mit dem der Implantat-Stabilitäts-Quotient (ISQ) unter Zuhilfenahme eines implantatabhängigen MultiPeg⁴⁾ gemessen wird, ermöglicht es, die Belastungsphase des Implantats frühzeitig zu planen.

⁴⁾MultiPeg nicht inbegriffen, separat erhältlich.



MODELL **Osseo 100**
REF **Y1004175**

2.117€*

Osseo 100+

BEI VERBINDUNG MIT SURGIC PRO 2 WIRD DER ISQ-WERT AUTOMATISCH ÜBERTRAGEN. DIE BLUETOOTH®-VERBINDUNG ERMÖGLICHT DIE SPEICHERUNG DER MESSWERTE IN DER SURGIC PRO2 APP.

MODELL **Osseo 100+**
REF **Y1004176**

Bluetooth®-Variante
(Surgic Pro2-Anbindung)

2.431€*

Die Verbindung mit Surgic Pro2 ist ganz einfach. Mehr dazu im Video:



MultiPeg™

34€*



Wiederverwendbarer MultiPeg™

- Erhältlich für alle wichtigen Implantatsysteme⁵⁾
- Gewebefreundliches, haltbares Titan
- Ca. 20 Mal autoklavierbar
- Optimale Plattformanpassung
- ISQ Standard Calibrated™



⁵⁾ Es stehen verschiedene MultiPeg™ zur Verfügung, die auf die Verwendung mit diversen Implantatsystemen und -typen ausgelegt sind. Sie finden eine regelmäßig aktualisierte Übersicht unter www.nsk-europe.de

iSD900

KABELLOSER PROTHETIKSCHRAUBER MIT DREHMOMENT-KALIBRIERSYSTEM (TCS)

- Zeiteinsparung durch automatisches Befestigen von Halte-/Abutmentschrauben
- Universell einsetzbar für alle gängigen Implantatsysteme
- Drehmoment-Kalibriersystem (TCS)
- Frei wählbare Drehmomente zwischen 10 und 40 Ncm
- Drehzahl vorwählbar (15, 20 oder 25/min)
- Ergonomischer Ein/Aus-Schalthebel
- Benutzerfreundliche LCD-Digitalanzeige
- Fortschrittliche Akku- und Ladetechnologie (Induktion)

MODELL **iSD900**
REF **Y1001358**
Prothetikschräuber

1.375€*
1.634€*



VIVA ace

DIE FEDERLEICHTE,
TRAGBARE
DENTALEINHEIT

Nur 8,5 kg Gewicht.

MODELL **VIVA ace**
REF **Y1003773**

10.078€*



Ausstattung:

- Bürstenloser LED-Mikromotor NLX plus mit Endo-Funktionen
- Multifunktions-Ultraschallscaler Varios 170 LUX
- 3-Funktions-Spritze ohne Licht
- Speichelsauger
- Großes Steuerungsdisplay
- Fußschalter für Motor und Scaler

Dentalone

DIE MOBILE DENTALEINHEIT

MODELL **Dentalone**
REF **S9070**

11.669€*



Ausstattung:

- Bürstenloser Mikromotor NLX nano mit LED-Beleuchtung
- Multifunktions-Ultraschallscaler Varios 170 LED
- Multifunktionsspritze mit LED
- Speichelsauger
- Großes, beleuchtetes Steuerungsdisplay
- Instrumententräger mit Auto-Select-Funktion
- Fußschalter

Die Verwandlung von einem handlichen Koffertrolley in eine komplette Dentaleinheit dauert nur Sekunden. Ob in der häuslichen Pflege, in Schulen oder auf humanitären Einsätzen – Dentalone lässt sich ganz leicht transportieren und an jedem Ort mit Stromanschluss einsetzen.

VIVA MATE G5

TRAGBARER MIKROMOTOR FÜR
DEN MOBILEN EINSATZ

Diese kompakte Kombination aus Steuergerät und Mikromotor mit LED-Licht wurde speziell für den mobilen Einsatz in der Zahnheilkunde konzipiert und ist dank seines Akkubetriebs bis zu 2 Stunden autark und ohne jeglichen Stromanschluss zu betreiben. Mit einem Drehzahlbereich von 3.000 bis 30.000/min ist er in Verbindung mit dem richtigen Hand- oder Winkelstück für alle mobilen Anwendungen geeignet.

MODELL **Viva Mate G5 Set⁶⁾**
REF **Y1002801**

1.572€*



⁶⁾Hand- oder Winkelstücke sind nicht im VIVA MATE G5 Set enthalten.

ULTIMATE XL

BÜRSTENLOSER MIKROMOTOR



Sets mit Torque-Handstück
(8,7 Ncm)

1.628€*

Sets mit Compact-Handstück
(6,0 Ncm)

1.364€*

- Kollektorloser Mikromotor
- Drehzahlbereich: 1.000 bis 50.000/min
- Leichtes, ergonomisches Handstück
- Exzellente Laufeigenschaften
- Patentierter Staubschutzmechanismus
- Automatische Geschwindigkeitsüberwachung
- Auto-Cruise-Funktion

SETS MIT TORQUE-HANDSTÜCK

Kniegerät
REF Y141495

Fußgerät
REF Y141513

Tischgerät
REF Y141471

Turmgerät
REF Y141504

SETS MIT COMPACT-HANDSTÜCK

Kniegerät
REF Y141496

Fußgerät
REF Y141514

Tischgerät
REF Y141472

Turmgerät
REF Y141505

VOLVERE i7

KERNLOSER MIKROMOTOR



- Kompaktes Design
- Automatische Geschwindigkeitsüberwachung
- Wahlweise Fuß- oder manueller Betrieb
- Hohe Laufruhe
- Drehzahlbereich: 1.000 bis 35.000/min
- Drehmoment: 4,1 Ncm



MODELL **VOLVERE i7 RM**
REF Y1002890

Labor-Mikromotor
mit Laborhandstück

1.060€*

MODELL **VOLVERE i7 E**
REF Y1003523
mit Mikromotor Typ ISO-E
ohne Handstück

951€*

PRESTO AQUA LUX

SCHMIERUNGSFREIE LUFTTURBINE MIT WASSERSPRAYKÜHLUNG UND LED

- LED-Licht offenbart kleinste Unebenheiten im Bereich der vollkeramischen Gerüsttechnik, die unter der normalen Arbeitsbeleuchtung nicht zutage treten.
- Optimierte Randgestaltung und Oberflächenbearbeitung.
- Exaktes Ausarbeiten von Zirkonoxid, Presskeramik und Keramik.
- Erstklassige Lichtverhältnisse beim Beschleifen im Fräsgerät erleichtern die Bearbeitung von Primärteilen aus Zirkonoxid.
- Präzises Arbeiten und Materialbegutachtung unter dem Mikroskop.



MODELL **PRESTO AQUA LUX**
REF Y1001151
Licht-Turbine mit LED-Licht

1.899€*
2.071€*

MODELL **PRESTO AQUA II**
REF Y150023
Turbine ohne Licht

1.489€*
1.586€*

KONTAKT



René Gron

Deutschland Nord
PLZ 17-31, 38
Tel.: +49 (0)174 9100865
E-Mail: gron@nsk-europe.de



Ronald Fork

Deutschland West
PLZ 32-33, 40-53, 58-59
Tel.: +49 (0)174 9308752
E-Mail: fork@nsk-europe.de



Robin Cousin

Deutschland Mitte
PLZ 34-37, 54-57, 60-69, 90-91, 97
Tel.: +49 (0)173 2567210
E-Mail: cousin@nsk-europe.de



Katja Weigelt

Deutschland Süd-West
PLZ 70-79, 86-89
Tel.: +49 (0)173 7013661
E-Mail: weigelt@nsk-europe.de



Frank Teichert

Deutschland Ost
PLZ 01-16, 39, 95-96, 98-99
Tel.: +49 (0)174 9302240
E-Mail: teichert@nsk-europe.de




Ewald Stadlbauer

Deutschland Süd-Ost: PLZ 80-85, 92-94
Österreich: Niederösterreich, Oberösterreich,
Salzburg, Vorarlberg, Tirol
Tel.: +43 (0)664 5110061
E-Mail: stadlbauer@nsk-europe.de



Erwin Kornberger

Österreich: Wien, Burgenland, Steiermark, Kärnten,
Osttirol, Niederösterreich (Ost)
Tel.: +43 (0)664 1006343
E-Mail: kornberger@nsk-europe.de



NSK Newsletter
abonnieren
und nichts mehr
verpassen



NSK Europe GmbH www.nsk-europe.de

Elly-Beinhorn-Straße 8 - 65760 Eschborn - Deutschland

Tel.: +49 (0)6196 77606-0 - Fax: +49 (0)6196 77606-29 - E-Mail: info@nsk-europe.de

