

Bruns + Klein Dentalfachhandel GmbH, Im Metternicher Feld 5-7, 56072 Koblenz

Service Information 2022 - 1

Dentosept Clean–Mehr Hygiene pro Sekunde



Sehr geehrte Damen und Herren,

Koblenz, 01.12.2022

mit den steigenden Hygienevorgaben, steigen auch die Anforderungen an das Desinfektionsmittel für die Wasserwege in der Behandlungseinheit. Daher nutzen Sie zur Inaktivierung der Keime

Dentosept Clean ersetzt Dentosept S

Dentosept Clean - wirkt auf Basis von Wasserstoffperoxid und sorgt damit für einen **schnelleren** Wirkeintritt und **verbesserte** Wirksamkeit. Es gewährleistet eine **Depotwirkung** mit nachhaltiger Wirksamkeit;

Bitte beachten Sie folgende Hinweise zur Umstellung von Dentosept S auf Dentosept Clean:

Der Desinfektionsmitteltank muss komplett entleert werden. Es dürfen keine Dentosept S Rückstände bleiben! Nutzen Sie hierfür die entsprechende Funktion im Servicemenü Ihrer Behandlungseinheit, wie in den Service-Dokumenten beschrieben. Bei älteren Einheiten der C/C+ Linie muss dieser Vorgang manuell durchgeführt werden. Nach korrekter Durchführung können Sie das Dentosept Clean wie gewohnt über die Öffnung der Wassereinheit einfüllen.

BITTE BEACHTEN SIE

Sollte mindestens einer dieser Punkte zutreffen:

- a) Sichtbare Ablagerungen an den Sanieradaptoren, im Wassersammler oder (falls bekannt) im Mischbehälter
- b) Auffälligkeiten bei mikrobiologischen Wasseruntersuchungen
- c) Durch Biofilm zugesetzte Schlauchabschnitte
kann es erforderlich sein vor Erstanwendung des Dentosept Clean ein Biofilm-Removing durchzuführen

Sollte keiner dieser Punkte zutreffen, ist keine Biofilm-Removing notwendig.

Bei Rückfragen zum Ablauf oder zur Bestellung stehen wir Ihnen natürlich gerne, wie gewohnt, zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen Ihr Bruns & Klein Team