

Composi-Tight® 3D Fusion™

Teilmatrixsystem



NEU!

- Kleinere Ringe
- Weicheres Silikon
- Nickel-Titan Draht:
Stark, elastisch und
leichter zu öffnen

STRATA-G™ by **Garrison**
Teilmatrixsystem Dental Solutions



NEU!

Dr. Martin von Sontagh,
Lustenau, Österreich

Fallbericht



1



3



4



2



5

*Alle Angebote sind gültig bis zum 31. Dezember 2023 oder solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Änderungen können ohne Ankündigung vorgenommen werden. Alle Preise unterliegen der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

NEU!

STRATA-G™

Teilmatrizen-Ringe



Der grüne Strata-G™ Ring für weite Kavitäten

- Hält selbst bei fehlenden Höckern.
- Besonders gut für ausgedehnte, große Kavitäten.
- Die breiten Silikonfüßchen verhindern das Eindrücken der Matrize in die Kavität.

Art.Nr. SG600 (2 Stück / Pack)



Der orange Strata-G™ Ring - Ringmetall jetzt aus Nitinol

- Gezogener Nickel-Titan Draht - gleichzeitig stark und elastisch.
- Ultra-Grip™ Retentionsspitzen verhindern ein Abrutschen aller Strata-G™ Ringe.
- Hält auch an großen Molaren.

Art.Nr. SG500 (2 Stück / Pack)



Der blaue Strata-G™ Ring ist jetzt noch leichter zu öffnen

- Optimale Anpassung an die Randleiste durch verbessertes StrataBond™-Silikon.
- Besonders geeignet bei kurzen/schiefstehenden Zähnen und in der Kinderzahnheilkunde.
- Hält auch über einer Kofferdammklammer oder am Eckzahn distal.

Art.Nr. SG400 (2 Stück / Pack)

Art.-Nr.	Inhalt	Preis
SG600	Strata-G™ Ring breit grün 2 Stück/Pack	€ 234,00
SG500	Strata-G™ Ring lang orange 2 Stück/Pack	€ 234,00
SG400	Strata-G™ Ring kurz blau 2 Stück/Pack	€ 234,00
SGR01	Strata-G™ Ring Set (1x grün, 1x orange, 1x blau)	€ 344,00
FXP01	Ringseparierzange aus geschmiedetem Edelstahl	€ 97,00



SG-KSH-10

NEU!

STRATA-G™
Teilmatrixsystem




Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Rufen Sie uns gerne an: +49 (0)2451 971 409

Alle Strata-G Sets verfügen über eine 60-tägige Geld-zurück-Garantie.**

Art.-Nr.	Inhalt	Preis
SG-KSH-10 Intro- All-in-One-Set	3x Strata-G™ Ringe (je 1x SG400, SG500, SG600), 50x Strata-G™ Matrizenbänder mit Antihafbeschichtung, 5 Größen, sortiert, 50x Strata-G™ Firm Matrizenbänder, 5 Größen, sortiert, 80x Strata-G™ Keile, 4 Größen, sortiert, 1x Ringseparierzange FXP01, 10x VariStrip™ und 5x Margin Elevation Matrizenbänder	€ 539,00
SG-KS-00 Starter Set	3x Strata-G™ Ringe (je 1x SG400, SG500, SG600), 100x Strata-G™ Matrizenbänder mit Antihafbeschichtung, 5 Größen, sortiert, 80x Strata-G™ Keile, 4 Größen, sortiert, 1x Ringseparierzange FXP01	€ 544,00



1 Matrizenband mit Randleistengestaltung



2 Keil ist stabiler und breiter



3 Ring aus einem gezogenen Nickel-Titan Draht ist stark und elastisch

**Bei Nichtgefallen senden Sie das Set einfach über Ihr Depot an uns zurück und Sie erhalten eine Komplettgutschrift.

NEU!

STRATA-G™

Teilmatrizen-Bänder

Mit verbesserter Randleistengestaltung & Größe für die Kinderzahnheilkunde!



Alle Bändergrößen auch als Nachfüllpack in einem Set mit 400 Bändern (je 80x weiß 3,5 mm, grau 4,5 mm, lila 5,5 mm, grün 6,5 mm, blau 7,5 mm) für

SGB01 € 375,00

Alle Bändergrößen auch als Nachfüllpack in einem Set mit 200 Bändern (je 40x weiß 3,5 mm, grau 4,5 mm, lila 5,5 mm, grün 6,5 mm, blau 7,5 mm) für

SGB02 € 198,00

Praxis-Tipp Strata-G™ Keile sind eine Nummer größer als Composit-Tight® 3D Fusion™ Keile!
Größe klein (blau) bei Strata-G™ Keilen entspricht z.B. Größe mittel (orange) bei 3D Fusion™ Keilen.

STRATA-G™
Teilmatrizen-Keile

Strata-G™ Keile sind stabiler, haben eine breitere Fläche & sind viel stärker als Composit-Tight® 3D Fusion™ Keile

Alle Keilgrößen auch als Nachfüllpack in einem Set mit 400 Keilen (je 100x ultrafein, klein, mittel und groß) für

SGK4 € 203,00

Alle Keilgrößen auch als Nachfüllpack in einem Set mit 200 Keilen (je 50x ultrafein, klein, mittel und groß) für

SGK4-M € 107,00



Garrison Dental Solutions | Tel. +49 (0) 2451 971-409 | **NEU!** <http://catalogue.garrisondental.net/goodiebook>

Composi-Tight® 3DFusion™

Sectional Matrix System



FX-KFF-00-VM



Alles, was Sie benötigen, in einem Set vereint: Das neue Composi-Tight® 3D Fusion™ Teilmatrizensystem bietet die Lösung für alle Klasse II Kavitäten.

Perfekte Kontaktpunkte: dank des weichen Silikons an den Composi-Tight® 3D Fusion™ Ringen werden die Bänder optimal adaptiert und die Retentionsspitzen an den Ringen verhindern ein Abrutschen.

Preis: € 520,00

Alle Composi-Tight-Sets verfügen über eine 60-tägige Geld-zurück-Garantie.**

Art.-Nr.	Inhalt	Preis
FX-KFF-00-VM All in One Set	1x Composi-Tight® 3D Fusion™ Ring kurz blau, 1x Composi-Tight® 3D Fusion™ Ring lang orange, 1x Composi-Tight® 3D Fusion™ Ring breit grün, 80x Composi-Tight® 3D Fusion™ Keile, 4 Größen, sortiert 70x Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrizenbänder, 5 Größen (je 20x FX100, FX175, FX200; je 5x FX150, FX300) 1x Ringseparierzange aus geschmiedetem Edelstahl 4x VariStrips, 5x Margin Elevation Matrizenbänder	€ 520,00



1 Matrizenband platzieren



2 Interdentalkeil platzieren




3 Ring platzieren

**Bei Nichtgefallen senden Sie das Set einfach über Ihr Depot an uns zurück und Sie erhalten eine Komplettgutschrift.

Passt sich jeder Zahnform an! Composi-Tight® 3DFusion™

Full Curve Non-Stick
Matrices
bleitot

	Prämolar	klein-zervikal	Prämolar und kleine Molare	Molar	Molar groß-zervikal
Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrizenbänder					
0,038 mm dünn					
Höhe	4,4 mm	4,1 mm Subg. 6,0 mm	5,6 mm	6,6 mm	6,0 mm Subg. 8,7 mm
Artikel.nr.	FX100	FX150	FX175	FX200	FX300
Inhalt	100/Pck.	60/Pck.	100/Pck.	100/Pck.	60/Pck.
Preis	€ 106,00	€ 106,00	€ 106,00	€ 106,00	€ 106,00



Alle Bändergrößen auch als Nachfüllpack in einem Set mit 420 Bändern
(je 100x FX100, FX175, FX200; je 60x FX150, FX300) für

FXB01 € 478,00

Alle Bändergrößen auch als Nachfüllpack in einem Set mit 210 Bändern
(je 50x FX100, FX175, FX200; je 30x FX150, FX300) für

FXB02 € 261,00

Praxis-Tipp

Benutzen Sie die FitStrip Sägen um enge Kontakte zu öffnen und die Bänder einfach einsetzen zu können.

Die Composi-Tight® 3D Fusion™ Full Curve Non-Stick Matrix Bands sind dreidimensional vorkonturiert, ultradünn und äußerst weich. Mit ihnen lässt sich eine ideale Anatomie im Interproximalbereich wiederherstellen.

Composi-Tight® 3DFusion™

Sectional Matrix System

Das neue und verbesserte Teilmatrizensystem für alle Klasse II Kavitäten

Neu seit 2017



Für kurze, schiefstehende Zähne
Hält auf Kofferdam
Hohe Separationskraft, identisch wie die des orangenen Rings
Art.Nr. FX400 (2 Stück/Pack)
Preis: € 217,00 je Pack



Für große Molare oder sehr bauchige Zähne
Besonders starke Separierkraft sorgt für feste Kontaktpunkte
Hohe Ringfüße schließen perfekt mit der Randleiste ab
Art.Nr. FX500 (2 Stück/Pack)
Preis: € 217,00 je Pack



Erster Ring für weite Kavitäten & fehlende Höcker
Große Silikonbacken drücken Matrizenband nicht ein
Separationskraft liegt im unteren Bereich
Art.Nr. FX600 (2 Stück/Pack)
Preis: € 217,00 je Pack



Composi-Tight® 3D Fusion™ Ring Set
(1x grün, 1x orange, 1x blau)

Art.Nr. FXR01 (3 Stück/Pack)
Preis: € 318,00 je Pack




Composi-Tight® 3DFusion™

Sectional Matrix System

Das haben wir verbessert:

Neues Herstellungsverfahren sorgt für eine längere Haltbarkeit der Ringe.



Aufeinander stapeln - Die Tru-Stack™-Technologie ermöglicht das Platzieren des orangefarbenen Rings über dem blauen Ring für eine einfachere MOD und mehrere Zahnrestorationen.



powered by

Garrison

Dental Solutions



NT-KMN-01

Art.-Nr.	Inhalt	Preis
NT-KMN-40 NiTin™ Trial Kit	1x NiTin™ Ring lang (schwarz) 1x NiTin™ Ring standard (weiß) 40x Full Contour dreifach vorkonturierte Matrizenbänder sortiert 40x Kunststoffkeile sortiert 1x Ringseparierzange	€ 317,00
NT-KMN-01 NiTin™ Starter Kit	1x NiTin™ Ring lang (schwarz) 1x NiTin™ Ring standard (weiß) 100x Full Contour dreifach vorkonturierte Matrizenbänder sortiert 100x Kunststoffkeile sortiert 1x Ringseparierzange 1x Pinzette	€ 397,00

Praxis-Tipp

Zahnärzte bevorzugen die Kombination aus den harten Nylon-Ringenden und dem gezogenen NiTinol-Draht für beste Ergebnisse.

Testen Sie das NiTin™ Teilmatrixsystem mit einer 2 monatigen Geld-Zurück-Garantie.

Hält, wo andere abrutschen!

- Ideale Lösung für alle Klasse-II-Restaurationen dank zwei Größen für Molare und Prämolare
- Halten fest am Zahn
- Adaptieren die Matrize optimal an den Zahn
- Maximale interdentale Separationskraft
- Rückenverstärkung aus hartem Nylon sorgt für eine außerordentliche Resistenz gegen Ermüdungserscheinungen und schützt gleichzeitig vor Absplitterungen des Materials.



Artikel-Nr.	Inhalt	Preis
NT400	NiTiN™ Ring lang (schwarz, molar), 2 Stk/Pack	€ 180,00
NT500	NiTiN™ Ring standard (weiß, prämolare), 2 Stk/Pack	€ 180,00

NiTiN™ Full Contour dreifach vorkonturierte Matrizenbänder



NTMK01



Set	Inhalt	Preis
NTMK01	NiTiN™ Full Contour dreifach vorkonturierte Matrizenbänder Set 250/Pck. 50 je Größe	€ 228,00

Artikel-Nr.	Matrizenbänder-Nachfüllpackungen	Preis
NTM100	klein, 4,4 mm (50 Stk/Pack)	€ 50,00
NTM150	klein-zervikal, 6,0 mm (50 Stk/Pack)	€ 50,00
NTM175	mittel, 5,6 mm (50 Stk/Pack)	€ 50,00
NTM200	groß, 6,6 mm (50 Stk/Pack)	€ 50,00
NTM300	groß-zervikal, 8,7 mm (50 Stk/Pack)	€ 50,00

NEU!

SG Bänder

	Kinderzähne	Prämolar	klein-zervikal	Prämolar und kleine Molare	Molar	Molar groß-zervikal
Strata-G™	Strata-G™ Matrizenbänder € 109,00* pro Pack					
0,038 mm dünn						
Höhe	SG050 3,5 mm 100 Stück	SG100 4,5 mm 100 Stück	—	SG175 5,5 mm 100 Stück	SG200 6,5 mm 100 Stück	SG300 7,5 mm 100 Stück

Firm Bänder

	Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm Matrizenbänder € 100,00* pro Pack					
0,038 mm dünn						
Höhe	—	FXH100 4,3 mm 100 Stück	FXH150 5,9 mm 100 Stück	FXH175 5,3 mm 100 Stück	FXH200 6,1 mm 100 Stück	FXH300 7,7 mm 100 Stück

FX Bänder

	Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrizenbänder € 106,00* pro Pack					
0,038 mm dünn						
Höhe	—	FX100 4,4 mm 100 Stück	FX150 6,0 mm 60 Stück	FX175 5,6 mm 100 Stück	FX200 6,6 mm 100 Stück	FX300 8,7 mm 60 Stück

SXR Bänder

	Slick Bands™ XR Matrizenbänder € 96,00* pro Pack					
0,038 mm dünn						
Höhe	—	SXR100 4,6 mm 100 Stück	SXR150 5,4 mm 60 Stück	SXR175 5,4 mm 100 Stück	SXR200 6,4 mm 100 Stück	SXR300 8,6 mm 60 Stück

	Kinderzähne	Prämolar	klein-zervikal	Prämolar und kleine Molare	Molar	Molar groß-zervikal	
M Bänder	Composi-Tight® 3D Matrizenbänder € 78,00* pro Pack						
	0,035 mm dünn						
	Höhe	M050 4,2 mm 50 Stück	M100 4,6 mm 100 Stück	M150 5,4 mm 50 Stück	M175 5,5 mm 100 Stück	M200 6,4 mm 100 Stück	M300 8,6 mm 50 Stück
AU Bänder	Composi-Tight Gold® Matrizenbänder € 78,00* pro Pack						
	0,035 mm dünn				–		
	Höhe	AU050 4,2 mm 50 Stück	AU100 4,6 mm 100 Stück	AU150 5,4 mm 50 Stück	–	AU200 6,4 mm 100 Stück	AU300 8,6 mm 50 Stück
B Bänder	Composi-Tight® Original Matrizenbänder € 71,00* pro Pack						
	0,035 mm dünn				–		
	Höhe	B050 4,2 mm 50 Stück	B100 4,6 mm 100 Stück	B150 5,4 mm 50 Stück	–	B200 6,4 mm 100 Stück	B300 8,6 mm 50 Stück
NiTin Bänder	NiTin™ Full Contour Matrizenbänder € 50,00* pro Pack						
	0,038 mm dünn	–					
	Höhe	–	NTM100 4,4 mm 50 Stück	NTM150 6,0 mm 50 Stück	NTM175 5,6 mm 50 Stück	NTM200 6,6 mm 50 Stück	NTM300 8,7 mm 50 Stück

Die Kombination des bewährten Soft-Face™ Materials und einem festen inneren Kern schafft einen Keil, der wirklich funktioniert. Jedesmal.

Composi-Tight® 3D Fusion™ Ultra Adaptive Wedges



FXK4-M




Alles im Griff

Der Universal-Greifblock gibt Ihnen völlige Kontrolle beim Einsetzen des Keils, egal, ob Sie eine Tupferzange, Klemme oder Pinzette nutzen. Verwenden Sie, was Sie mögen - mit Composit-Tight® 3D Fusion™ sind Sie immer gerüstet.

Sanftes Einsetzen

Die nach oben gerichtete, skiähnliche Spitze und die weichen Kanten sorgen für ein einfaches Einsetzen ohne die Papilla zu verletzen.



Weiche retentive Zapfen


Weiche, flexible Zapfen klappen beim Einführen des Keils mühelos um und stellen sich wieder auf, wenn sie den approximalen Raum verlassen haben. Herausrutschende Keile gehören der Vergangenheit an.

Composi-Tight® 3D Fusion™ Keile

Set	Beschreibung	Inhalt	Preis
FXK4-M	Composi-Tight® 3D Fusion™ Keile Set 50 je Farbe	200/Pck.	€ 110,00
FXK4	Composi-Tight® 3D Fusion™ Keile Set 100 je Farbe	400/Pck.	€ 213,00

Nachfüllpackungen

FXYL	Ultrafein, gelb	XS	●	100/Pck.	€ 57,00
FXBL	Klein, blau	S	●	100/Pck.	€ 57,00
FXOR	Mittel, orange	M	●	100/Pck.	€ 57,00
FXGR	Groß, grün	L	●	100/Pck.	€ 57,00



BlueView VariStrip™

Vorkonturierte Frontzahnmatrizen



Variable Länge /
Breite
von 5 mm bis 10 mm,
richtige Höhe für alle
Frontzähne.



Anwendungstutorial



Dr. Martin von Sontagh, Österreich

Der Blue View VariStrip™ ist eine revolutionäre konturierte Frontzahnmatrize mit der optimalen Kurvatur und Bandhöhe für fast jede Restauration im Frontzahnbereich. Der 0,05 mm dünne, anatomische Kunststoffstrip wird von einem Ende (10 mm) zum anderen (5 mm) schmaler. Sie können den Strip approximal platzieren und anschließend hindurchziehen bis er der Zahnhöhe genau entspricht. Die Vorkonturierung bildet die okklusogingivale Anatomie leicht nach und verhindert flache Zwischenräume.

Gebogene Form Bietet die optimale Kurvatur und Bandhöhe für fast jede Frontzahn-Restauration.

Blaue Färbung Für Kontrast zwischen Matrize und Zahnstruktur ohne Beeinträchtigung der Komposit-Polymerisation.

- Verhindert flache Zahnzwischenräume, schwarze Dreiecke und Stellen, an denen Lebensmittel hängen bleiben
- Hervorragend geeignet für Kavitäten der Klasse IV, Diastema-Verschlüsse usw.

Blue View VariStrip™

Artikel	Beschreibung	Inhalt	Preis
VS02	VariStrip™	50/Pck.	€ 83,00
VS01	VariStrip™	100/Pck.	€ 110,00




Dr. Gabriele Conte, Italien



Approximale Finier- und Konturierstreifen für aerosolfreies Stripping und Kompositnachbearbeitung

FitStrips sind eine komplette Linie von approximalen Finier- und Konturierstreifen des Unternehmens, das enge interproximale Kontakte erfunden hat, **Garrison Dental Solutions**.

Mach die Drehung! Drehen Sie das farbcodierte Rad, um die Krümmung von FitStrip™ einzustellen, und er wird automatisch an Ort und Stelle arretiert - gebogen für die Endbearbeitung oder gerade für ASR (approximale Schmelzreduktion). Einfacher geht es nicht!



Ein praktischer Griff! Der einzigartige, abnehmbare Griff von FitStrip wurde verbessert! Er ist noch einfacher anzubringen (oder zu entfernen) und macht den Unterschied zwischen der Benutzerfreundlichkeit des Klinikers und dem Patientenkomfort aus. Ihre Hand bleibt außerhalb des Mundes, bietet ein klares Sichtfeld und eine einfachere Bedienung.

FitStrip™ vereinfacht Ihre Abläufe

- Kieferorthopädie: Das erste wirklich komplette Zahnreduktionsset für ASR - approximale Schmelzreduktion, komplett aerosolfrei
- Komposit-Restaurationen: Konturierung/Finish aller Interproximalflächen
- Krone und Brücke: Zement entfernen und reinigen

Bereit für einen Marathon FitStrips sind sehr belastbar und langlebig. Sie bleiben auch nach mehreren Autoklavierzyklen scharf und einsatzbereit.

Sets Alle Sets beinhalten 10 FitStrips und 2 Griffe.

Starter Set zum Finieren, Polieren und ASR (approximale Schmelzreduktion) bis 0,30 mm

FPSK01 € 177,00

2 gezackte FitStrips, 2 Griffe

4 einseitig beschichtet (je 1x super fein/gelb 0,08 mm, fein/rot 0,10 mm, medium/blau 0,13 mm, grob/grün 0,18 mm)

4 doppelt beschichtet (je 1x super fein/gelb 0,11 mm, fein/rot 0,15 mm, medium/blau 0,21 mm, grob/grün 0,30 mm)

Universal Set für ASR (approximale Schmelzreduktion)-Messung und Finieren/Polieren

FPSK04 € 184,00

1 ASR-Messlehre, 2 Griffe

4 einseitig beschichtet (je 1x super fein/gelb 0,08 mm, fein/rot 0,10 mm, medium/blau 0,13 mm, grob/grün 0,18 mm)

6 doppelt beschichtet (je 1x super fein/gelb 0,11 mm, fein/rot 0,15 mm, medium/blau 0,21 mm, grob/grün 0,30 mm, medium/weiß 0,40 mm, medium/schwarz 0,50 mm)

ASR Set für approximale Schmelzreduktion bis 0,50 mm

FPSK05 € 184,00

1 ASR-Messlehre, 2 Griffe

10 doppelt beschichtet (je 2x fein/gelb 0,11 mm, medium/blau 0,21 mm, grob/grün 0,30 mm, medium/weiß 0,40 mm, medium/schwarz 0,50 mm)

Nachfüllpackungen

		10 Streifen einseitig beschichtet	10 Streifen doppelt beschichtet	Sets 10 Streifen mit 2 Griffen
Super fein 15 Micron		FPSXFSS 0,08 mm dünn	FPSXFDS 0,11 mm dünn	€ 177,00
Fein 30 Micron		FPSFSS 0,10 mm dünn	FPSFDS 0,15 mm dünn	€ 177,00
Medium 46 Micron		FPSMSS 0,13 mm dünn	FPSMDS 0,21 mm dünn	€ 177,00
Grob 90 Micron		FPSCSS 0,18 mm dünn	FPSCDS 0,30 mm dünn	€ 177,00
Medium 46 Micron		—	FPSTMSD 0,40 mm dünn	€ 177,00
Medium 46 Micron		—	FPSXTMSD 0,50 mm dünn	€ 177,00
Säge, gezackt unbeschichtet		FPSSAW 10x Säge 0,05 mm dünn		€ 177,00

FitStrip Ersatz-Griffe 2 Stück FPSHANDLE-2: € 33,00

ASR-Messlehre in 6 Stärken (0,1 - 0,6 mm) FPSGAUGE: € 53,00



FPSK04



FitStrip Flyer



Anwendungstutorial

PerForm

Kontaktpunktformer


PerForm™ gibt Ihnen die Kontrolle.

- Verbessert die Kontakte mit jedem Matrizensystem
- Kontrollieren Sie die Höhe und Breite der Kontakte
- Steigern Sie die Enge der Kontakte
- Einzigartige Linse bündelt das Licht der Polymerisationslampe
- Bessere Kontrolle über die Entfernung der Lampe zur Restauration - einfach auf der Linse platzieren!
- Perfekt für die Adaption der antihafbeschichteten Bänder - kein Verkratzen!



Artikel	Beschreibung	Inhalt	Preis
CFK01	PerForm™ Starter-Set	1 je Größe	€ 108,00
CF100	1,1 mm kleine Instrumente	2/Pck.	€ 108,00
CF200	2,0 mm große Instrumente	2/Pck.	€ 108,00

WedgeWands



Extra Applikator.


Zum Einsetzen der Wedge Wands™ wird kein weiteres Instrument benötigt. Nach der Applizierung des Keils lässt sich der Stab durch einfaches Drehen abtrennen; ebenso kann für ein bequemes Nachjustieren und einfaches Entfernen auf die Abtrennung des Stabs verzichtet werden.

Wedge Wands® opak

Set	Beschreibung	Inhalt	Preis
WK4	Wedge Wands™ Set 100 je Farbe in 4 Größen	400/Pck.	€ 150,00
Nachfüllpackungen			
SWYL	Ultrafein, gelb	● XS 100/Pck.	€ 40,00
SWBL	Klein, blau	● S 100/Pck.	€ 40,00
SWOR	Mittel, orange	● M 100/Pck.	€ 40,00
SWGR	Groß, grün	● L 100/Pck.	€ 40,00

Composi-Tight[®] Matrix Forceps

Precise Placement, Unbeatable Grip.




Präzise Platzierung: Die Spitzen haben einen Winkel von 75° Grad mit okklusal-gingivaler Orientierung, wodurch ein besserer Platzierungswinkel als bei einer Tupferzange möglich ist. Die kleinen Wolframcarbid-Spitzen ermöglichen Ihnen, die Matrizenbänder an ihrem oberen Rand zu greifen, sodass eine Verformung im approximalen Bereich des Bands verhindert wird.

Matrizenbandhalter

BFA-1 Matrizenbandhalter € 145,00

SlickBands[™] Tofflemire-style



Art. -Nr.	Beschreibung	Inhalt	Preis
SMT500H10-M	Margin Elevation Band	50 Stück/Pck.	€ 53,00

Margin Elevation Band

Mit den Margin Elevation Matrizenbändern können Sie tiefe Kavitäten unterhalb des Zahnfleischrands abschließen und trocken halten, sodass ein Hochziehen des Zahnrands (Margin Elevation) über die Gingiva mit Komposit möglich ist. Es ist in der Höhe getrimmt, um eine verbesserte Anpassung in tiefen Randleistenbereichen zu gewährleisten.



Kontaktformular

Per Fax: +49 (0) 2451 971-410

Telefonisch: +49 (0) 2451 971-409

Österreich Tel. 0800 00 64 90

E-Mail: info@garrisondental.net

Online Katalog <http://catalogue.garrisondental.net/goodiebook>

NEU! Bestellen Sie jetzt über unseren Online

Bestellkatalog, einfach - sicher - schnell

<https://catalogue.garrisondental.net/goodiebook/>

Einfach den QR-Code scannen!



Bestellung: (wird von Ihrem Dental Depot geliefert)

Anzahl	Artikelnr.	Einzelpreis in €	Gesamtpreis in €

Praxis _____

Dental Depot _____

Straße, Hausnr. _____

in _____

Ort _____

Datum/Unterschrift

PLZ _____

Telefon _____

Garrison Dental Solutions • Carlstrasse 50 • D-52531 Uebach-Palenberg • Germany
Tel. +49 (0)2451 971-409 • Fax +49 (0)2451 971-410 • E-Mail: info@garrisondental.net • www.garrisondental.com

Garrison
Dental Solutions

INGM923 DZ