

DENTAL DEALS

Neuer Goldstandard


SPEZIAL

gültig 01.09. - 31.12.2023

Art-Nr.: 254395

2.249

€uro



JETZT ERHÄLTlich!

X-Smart® Pro+ Motor

Motor mit integriertem Apex Locator entwickelt, um die Performance der Dentsply Sirona und VDW Feilensysteme zu optimieren!

- **Feel the difference** - Der perfekte Partner für verbesserte Ergebnisse mit Ihrer Feile - ob rotierend oder reziprok
- **Dynamic Accuracy® Technology** - Integrierter Echtzeit Apex Locator
- **Safety first!** - Abnehmbare / autoklavierbare Handstückhülse
- **Easy to use** - 7" Touch-Screen, portabel & leicht verstaubar
- **Rundum Sorglos** - 3 Jahre Garantie & aktualisierbare Software

Jetzt
umblättern!

AUFBEREITUNG

SPÜLUNG

OBTURATION

X-Smart® Pro+ Motor

Mit dem X-Smart® Pro+ Motor können Sie sich auf die Behandlung anstatt auf die Werkzeuge fokussieren. Ein optimierter Arbeitsablauf hilft Ihnen, Ihr Bestes zu geben.

Der X-Smart® Pro+ Motor optimiert die Leistung der endodontischen Behandlungslösungen. Er bietet bis zu 7,5 N-cm und 3,000 U/min mit optimaler Performance sowohl im kontinuierlich rotierenden als auch im reziproken Modus.

BENUTZER-FREUNDLICHE TOUCH-OBERFLÄCHE...

... ermöglicht einfache Navigation mit Handschuhen

- Großer, leicht zu reinigender Bildschirm
- Einfache Navigation mit Handschuhen
- Bis zu 30 benutzerdefinierbare Feilensequenzen mit aktualisierbarer Firmware zur Unterstützung zukünftiger Feilensysteme



NEU

Einzigartige, patentierte, sensorlose Motor-Steuerung

- Kontinuierliche 360°-Rückmeldung der Motordrehzahl, des Drehmoments und der Bewegung sorgen für eine Stabilitätskontrolle. Dies gewährleistet eine ruhige, stabile und sanfte Feilenbewegung
- In reziproker Bewegung erreicht der X-Smart® Pro+ den Apex 21% schneller*
- In kontinuierlich rotierender Bewegung erreicht der X-Smart® Pro+ den Apex 14% schneller*

* Interner Labortest. Vergleich von Wettbewerbsmotoren in Verwendung von ProTaper Ultimate und WaveOne Gold Feilen. Daten auf Anfrage: Pre@dentsplysirona.com

Echtzeitmessung: Integrierter Echtzeit-Apex-Locator mit Dynamic Accuracy Technologie™

- Bietet die gleiche Präzision der Längenmessung während der maschinellen Aufbereitung, wie bei der herkömmlichen Messung mit einer Handfeile

Die Dynamic Accuracy™ Technologie ermöglicht eine Echtzeit-Längenbestimmung während der Aufbereitung.

X-SMART® PRO+/PRO MOTOR

mit integriertem Apex Locator, Mini-Winkelstück mit integrierter LED, 360° einstellbare Position, Edelstahl Handstückhülse, magnetischer Handstück Halter, Zubehör Box (Ladegerät mit Universal-Netzadapter), Lippen Clip, Feilen Clip, Y-Verbindungskabel

Art-Nr.: 254395 € 2.249,00



NEU:
3 Jahre
Garantie!



Kleines 360° drehbares Mini-Winkelstück mit integrierter LED


- Ermöglicht Ihnen eine hervorragende Sicht & Zugänglichkeit
- Zuverlässiges Lokalisieren und Einbringen in den Wurzelkanal
- Einfachere Behandlung von Patienten mit eingeschränkter Mundöffnung*

* Im Vergleich zu Winkelstücken mit größerer Kopfhöhe



ERGONOMISCHES DESIGN

- Akkuleistung für einen ganzen Arbeitstag
- Mobiler Komfort mit der Leistung und den Funktionen eines Tabletop Motors
- Magnetische Handstückhalterung mit Drag & Drop-Funktion für mehr Komfort



ABNEHMBARE / AUTOKLAVIERBARE HANDSTÜCK-METALLHÜLSE

Entspricht den neuesten Richtlinien zur Infektionskontrolle und macht Einweg-Schutzhüllen für Handstück überflüssig



optionaler Bluetooth® Fußschalter

**2 in 1: 2 Feilensysteme,
1 Motor! Gemeinsam stark!**

- Die Feilensysteme von Dentsply Sirona und von VDW bieten in Kombination mit dem X-Smart Pro+ deutlich bessere Leistung und Sicherheit.

Feilen
ab Seite 4!

Zubehör	5:1 Winkelstück	Art.-Nr.: 254406	€ 389,00
	5:1 Winkelstück + Handstückhülse	Art.-Nr.: 254401	€ 399,00
	Handstück	Art.-Nr.: 254393	€ 495,00
	Handstückhülse	Art.-Nr.: 254400	€ 49,90
	Handstückhalter	Art.-Nr.: 254394	€ 31,50
	Netzgerät (Ladegerät und Kabel)	Art.-Nr.: 254403	€ 89,90

Zubehör	Y-Verbindungskabel	Art.-Nr.: 254398	€ 81,90
	Feilen Clip, 2 Stück	Art.-Nr.: 254399	€ 81,90
	Lippen Clip, 5 Stück	Art.-Nr.: 254397	€ 319,00
	Kabelloser Bluetooth-Fußschalter	Art.-Nr.: 254396	€ 199,00
	Schmierstoffadapter	Art.-Nr.: 254404	€ 17,90
	Winkelstück Adapter für DAC Universal	Art.-Nr.: 254405	€ 114,90

Dentsply Sirona Treatment Solution Kits



- | | |
|--|---|
| 4x ProTaper Ultimate™ Sequenz 5-Feilen, 25 mm (Slider to F3) | 1x ProTaper Ultimate™ F2 6-Feilen, 25 mm |
| 1x ProTaper Ultimate™ SX 6-Feilen, 19 mm | 1x ProTaper Ultimate™ Conform Fit Guttapercha F1-F3 |
| 1x ProTaper Ultimate™ Slider 6-Feilen, 25 mm | 1x ProTaper Ultimate™ Papierspitze F1-F3 |
| 1x ProTaper Ultimate™ Shaper 6-Feilen, 25 mm | 2x Spülkanüle à 5 Stück |
| 1x ProTaper Ultimate™ F1 6-Feilen, 25 mm | 1x Step-by-step card |

Treatment Solution Kit - ProTaper Ultimate™ Art.-Nr.: 252099 € 449,00

Weitere Kits:

Treatment Solution Kit - WaveONE™ Gold Art.-Nr.: 252098 € 449,00

Treatment Solution Kit TruNatomy™ Art.-Nr.: 252100 € 449,00

In verschiedenen Größen erhältlich!

WaveONE™ Gold



Feile WaveONE™ Gold primary ster. 25mm, 6 St. Art.-Nr.: 229529 € 84,90

Papierspitze WaveONE™ Gold Papierspitzen primary, 180 St. Art.-Nr.: 230797 € 22,90

Guttapercha WaveONE™ Gold Conform Fit GP Primary, 60 St. Art.-Nr.: 245020 € 14,90

ProTaper Ultimate™



Feile ProTaper Ultim.™ F2 25mm, 6 St. Art.-Nr.: 250610 € 59,90

Papierspitze ProTaper Ultim.™ Papierspitzen F2, 180 St. Art.-Nr.: 250562 € 19,90

Guttapercha ProTaper Ultim.™ Guttap. Spitzen F2, 60 St. Art.-Nr.: 250568 € 14,90

TruNatomy™



Feile TruNatomy™ Prime Feilen 25mm, 6 St. Art.-Nr.: 244792 € 75,90

Papierspitze TruNatomy™ Papierspitzen Prime, 180 St. Art.-Nr.: 244800 € 22,90

Guttapercha TRUNATOMY™ CONFORM FIT GP PRIME, 60 St. Art.-Nr.: 244804 € 14,90

VDW System Kits



- | | |
|---|---|
| 24x RECIPROCATe® blue Instrumente (25 mm), steril (12xR25, 6xR40, 6xR50) | 1x Endo-Übungszahn, trepaniert |
| 180x RECIPROCATe® blue Papierspitzen, sortiert, steril (90xR25, 60xR40, 30xR50) | 1x Anwenderkarte, Broschüre, Gebrauchsanweisung |
| 60x RECIPROCATe® blue Guttapercha Stifte, sortiert (36xR25, 12xR40, 12xR50) | |

RECIPROCATe® blue System Kit 24 Art.-Nr.: 234890 € 349,00

Weitere Kits:

RECIPROCATe® Kit 24 Art.-Nr.: 233767 € 349,00

VDW.ROTATE™ System Kit 30 Art.-Nr.: 246418 € 275,00

OPTIMIEREN SIE IHREN WORKFLOW!

RECIPROCATe®



Feile RECIPROCATe® NiTi-Feile R25 25mm, 6 St. Art.-Nr.: 209835 € 89,50

Papierspitze RECIPROCATe® Papierspitzen R25 steril, 144 St. Art.-Nr.: 209850 € 17,50

Guttapercha RECIPROCATe® Guttaperchastifte R25, 60 St. Art.-Nr.: 209846 € 15,90

RECIPROCATe® blue



Feile RECIPROCATe® blue Files R25 25mm, 6 St. Art.-Nr.: 234869 € 89,50

Papierspitze RECIPROCATe® blue PP Points R25, 180 St. Art.-Nr.: 234878 € 22,50

Guttapercha RECIPROCATe® blue GP Points R25, 60 St. Art.-Nr.: 234874 € 16,50

VDW.ROTATE™



Feile VDW.ROTATE™ Feilen 25.06 25mm, 6 St. Art.-Nr.: 244479 € 52,90

Papierspitze VDW.ROTATE™ Papierspitzen ISO 25.06, 180 St. Art.-Nr.: 244481 € 22,50

Guttapercha VDW.ROTATE™ Guttapercha ISO 25.04, 60 St. Art.-Nr.: 244482 € 15,90

SmartLite® Pro Endo-Resto Kit

Das SmartLite Pro Endo-Resto Kit enthält alle drei Aufsätze, die durch ein einfaches Klick-System in Sekundenschnelle gewechselt werden können. Damit kommen Sie als Behandler direkt in den Genuss der vollen Indikationsbreite.



Polymerisationsaufsatz

geeignet für die Polymerisation von Kompositen, Adhäsiven und Befestigungszementen mit moderner Optik für verlässliche klinische Resultate.



EndoActivator™ Aufsatz **NEU**

für die Aktivierung von Spüllösungen und eine schnelle wie auch effiziente Keimreduktion im Wurzelkanal im Rahmen der endodontischen Behandlung.



Transilluminationsaufsatz

hilft, proximale Karies und Frakturierungen zu erkennen und leuchtet endodontische Zugangskavitäten aus.

SmartLite® Pro

Das einzigartige modulare Polymerisationssystem kombiniert eine hohe Durchhärtequalität mit innovativer Funktionalität und hochmodernem Design!

- Einfache Einbindung in den Workflow
- Kein zusätzlicher Zeitaufwand und gleichzeitig eine bis zu 150x höhere Bakterienreduktion bei der endodontischen Behandlung
- Angenehme Anwendung und geringes Gewicht (120g)
- Geräuscharm
- Intuitive Ein-Knopf-Bedienung mit akustischem Signal
- Modulares Konzept mit austauschbaren Aufsätzen für unterschiedliche klinische Indikationen
- Sehr gute Ergonomie durch die abgewinkelte Form und den um 360° drehbaren Aufsatz
- Bessere Erreichbarkeit aller Zugänge durch den schlanken Aufsatz und das hochmoderne Pen-Style Design der SmartLite Pro

DER MODULARE
FAST-ALLES-KÖNNER!

Gegenüber einem Kauf der Einzelkomponenten ist im **SmartLite Pro Endo-Resto Kit** der neue EndoActivator Aufsatz preislich um **50% reduziert**.



Aktionspreis

1.599

€uro

SmartLite Pro Endo Resto Kit*	Art.-Nr.: 253712	€ 1.599,00
SmartLite Pro Einführungspackung	Art.-Nr.: 244057	€ 1.379,00
SmartLite Pro Endoaktivator	Art.-Nr.: 253335	€ 1.175,00

* Sie erhalten den Endo Aktivator Aufsatz preisreduziert!

SmartLite® Pro EndoActivator™

Sie besitzen bereits eine SmartLite Pro? Der neue EndoActivator™ Aufsatz ist auch einzeln erhältlich!

Der SmartLite Pro EndoActivator™ bewegt sich elliptisch und in hoher Frequenz für eine effektive Aktivierung der Spüllösung. Dadurch zeigen sich mehr geöffnete Dentintubuli, die für eine bessere Obturation der lateralen und akzessorischen Kanäle sorgen.



Dentintubuli nach Spülung mit EndoActivator™

Unbehandelt

SmartLite Pro Endoaktivator Aufsatz Art.-Nr.: 253336 € 389,00

Spülkanüle

Die Spülkanüle bietet eine Kombination von Vorteilen für eine effiziente Reinigung und Desinfektion bis zum Apex.

- Ausgewogene Spüllösungsmenge auf die Kanalwände gerichtet
- Effiziente Reinigung bis dicht an den Apex unter Respektierung des natürlichen Kanalverlaufs
- Maximaler Abtransport von Debris, Schmierschicht und Biofilm
- Atraumatisch für die Zahnhartsubstanz
- Eignet sich u.a. zur Verwendung mit den Behandlungskonzepten: TruAnatomy, WaveOne und ProTaper

DIE KANÜLE
FÜR ALLE FÄLLE!

Aktionspreis

54,50

€uro



Spülkanülen, 40 Stück Art.-Nr.: 250535 € 54,50

AH Plus® Biokeramischer Sealer

Dichte apikale Versiegelung mit Triple Lock

Bioaktivität von biokeramischen Sealern ist wichtig, aber es ist mehr nötig, um eine langfristige Dichtigkeit zu gewährleisten. Die apikale Versiegelung ist erst nach dem Aushärten des Sealers abgeschlossen. AH Plus Biokeramischer Sealer unterscheidet sich im Vergleich zu den derzeitigen Marktführern weil er schneller aushärtet, eine hohe Auswaschbeständigkeit aufweist und röntgenopak ist.

- Hohe Abwaschbeständigkeit
- Härtet schneller aus und ist röntgenopak

AH Plus® Familie

AH Plus Biokeramischer Sealer Starter Kit	Art.-Nr.: 250532	€ 97,50
AH Plus Biokeramischer Sealer, Nachfüllpackung, 3g Spr	Art.-Nr.: 250533	€ 79,90
AH Plus YET Starter Kit	Art.-Nr.: 18699	€ 95,90
AH Plus JET, Nachfüllpackung, 2x15g Spritze	Art.-Nr.: 51769	€ 139,90



Aktionspreis, ab

95,90

€uro

Aktionspreis, ab

1.895

€uro



Gutta-Smart™

Warme vertikale Obturationslösung

Gutta-Smart ist ein kabelloses Obturationssystem für die warme vertikale Obturation. Das System enthält je ein Handstück für Downpack (Pack) und Backfill (Flow) Techniken zur Obturation des Wurzelkanalsystems. Es bietet eine komplette Lösung für die warme vertikale Obturation, einfaches Handling und große Bewegungsfreiheit. Die kabellosen Handstücke sind mit vier leistungsstarken Akkus ausgerüstet, deren Ladung für einen Tag ausreichen.

- Präzise Steuerung und hervorragendes taktiler Feedback
- Lange Akkulaufzeit, schnelles Laden
- Niedertemperatur-Guttapercha für Patientensicherheit
- Zeitloses Design

Gutta-Smart Obturationssystem kabellos Kit Art.-Nr.: 244193 € 1.895,00



Aktionspreis, ab

138,50

€uro

GUTTAFUSION Ofen

Zur sekundenschnellen Erwärmung von zeitgleich bis zu zwei Obturatoren

- Erhitzt alle GUTTAFUSION Obturatoren auf Stufe 1
- Optische und akustische Signale
- Kontrolliert ausfahrende Obturatorenhalter
- Reinigungsmodus

VDW®

Gutta-Fusion Ofen 230V, Stück	Art.-Nr.: 251444	€ 395,00
GuttaFusion f. RECIPROC blue R25, 30St	Art.-Nr.: 234885	€ 132,90
GuttaFusion pink Reciproc Obt. R25, 30St	Art.-Nr.: 220507	€ 135,90
GuttaFusion pink Obturator Gr.25, 30St	Art.-Nr.: 220491	€ 138,50

Oraqix®

Effektive Schmerzausschaltung

Das nadelfreie Anästhetikum für Zahnsteinentfernung und/oder Wurzelglättung: Lidocain und Prilocain Parodontal-Gel 2,5%

Eine frühzeitige Therapie der Gingivitis ist der Schlüssel zur Verhinderung der Entwicklung einer Parodontitis. Darüber hinaus kann die Nichteinhaltung eines laufenden Parodontalpflegeprogramms zum Wiederauftreten oder Fortschreiten der Parodontitis beitragen. Daher ist es wichtig, den Patienten eine gute Erfahrung bei der Parodontalbehandlung zu bieten.

Oraqix ist ein nicht injizierbares, pH-neutrales Anästhetikum, das bei entzündetem Gewebe sicher eingesetzt und in Verbindung mit injizierbaren Anästhetika verwendet werden kann. Es wird flüssig aufgetragen und verändert sich in der Parodontaltasche zu einem Gel.

LOKALANÄSTHESIE
OHNE
SPRITZE!



ab

139,90

Euro



Positive Bewertungen von Oraqix* durch 10 deutsche Universitäten:
65% der Patienten bevorzugten Oraqix* gegenüber der herkömmlichen Injektion.

- Applikation in die Parodontaltasche
- Effektive Schmerzausschaltung
- Keine Resttaubheit nach der Behandlung

WAS SIE WISSEN MÜSSEN:

- Schneller Wirkungseintritt, nach 30 Sekunden
- Ausreichende Wirkungsdauer, 20 Minuten
- Großes Sicherheitsfenster, reapplizierbar (max. 5 Patronen/8,5 g Gel)
- Flexible Dosierbarkeit, einzelne PA-Taschen, Quadranten oder Kiefer
- Gleicher Behandlungserfolg (ermittelt über die Sondiertiefen und den Attachmentgewinn) wie bei herkömmlicher Anästhesie nachgewiesen
- Für Initial- und Recallbehandlungen

WAS IHR PATIENT WISSEN SOLLTE:

- Keine Angst, weil Applikation statt Injektion
- Kein Injektionsschmerz, dadurch weniger Stress
- Kein Taubheitsgefühl und deshalb keine Langzeiteinschränkungen nach der Behandlung

Oraqix Gel 20 Patronen + Kan.Pa

Art.-Nr.: 64184

€ 139,50

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Arzneimittel. Verkauf nur an Apotheken, Mund- und Kieferchirurginnen und Zahnärztinnen. Alle Produkte mit dem Hinweis Arzneimittel fallen unter den Begriff Erinnerungswerbung laut Heilmittelwerbegesetz. Bei detaillierten Fragen zu den entsprechenden Arzneimitteln wenden Sie sich bitte direkt an den Hersteller. Nach § 4a Abs. 4 AM-HandelsV ist die Rücknahme von Arzneimitteln nur in gesetzlich genannten Ausnahmefällen zulässig (u.a. Großhändler, Apotheken). Wir bitten um Ihr Verständnis.

Wir nehmen Ihre
Wünsche entgegen:



0261 -
927500



Besuchen
Sie uns
online!



Die Angebote sind vom 01.09. bis 31.12.2023 gültig. Alle Preise verstehen sich netto-netto, keine weiteren Abzüge möglich und zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Abbildungen nur symbolisch. Annahme und Bestellung erfolgt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Waren. Teillieferungen sind möglich. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen der Bruns + Klein Dentalfachhandel GmbH, welche im Internet jederzeit unter "www.bk-dental.de" eingesehen werden können.



Bruns + Klein Dentalfachhandel GmbH, Im Metternicher Feld 5-7, 56072 Koblenz
Telefon (0 261) 927 50-0, Telefax (0 261) 927 50-40, mail: info@bk-dental.de,
URL: www.bk-dental.de, Sitz: Koblenz Amtsgericht Koblenz HRB 4246,
Geschäftsführer: Fabian J. Keßler, Andreas Müller, USt-IdNr. DE159009044,
Steuer-Nr. 22/656/0023/4



BRUNS + KLEIN
DENTALFACHHANDEL GMBH



BRUNSKLEIN