

#whdentalde



wh.com



# GOODIE BOOK

Aktionsangebote **von W&H**



**Synea  
Power Edition:**  
Für die härtesten  
Materialien

**Gültig:**

01.09.-31.12.2024

# Restauration & Prothetik

## Synea Fusion

**2**  
zum  
halben  
Preis

**WG-99 LT ●**

- Winkelstück 1:5
- mit Licht
- Quattro-Spray
- 24 Monate Garantie

€ **1.289,-**  
~~2.578,-~~

Preis für 2 Stk. **2x**



**WG-66 LT ●**

- Winkelstück 2:1
- mit Licht
- 1-fach Spray
- 24 Monate Garantie

€ **1.060,-**  
~~2.120,-~~

Preis für 2 Stk. **2x**



**TG-98 L**

- Roto Quick-Anschluss
- LED+
- 21 W
- Ø 11,5 mm,
- 12 Monate Garantie

€ **1.012,-**  
~~2.024,-~~

Preis für 2 Stk. **2x**



**WG-56 LT ●**

- Winkelstück 1:1
- mit Licht
- 1-fach Spray
- 24 Monate Garantie

€ **893,-**  
~~1.786,-~~

Preis für 2 Stk. **2x**



**HG-43 A ●**

- Handstück 1:1
- ohne Licht
- 1-fach Spray
- 24 Monate Garantie

€ **650,-**  
~~1.300,-~~

Preis für 2 Stk. **2x**



**TG-98 LM**

- Multiflex®-Anschluss
- mit Licht
- 21 W
- Ø 11,5 mm,
- 12 Monate Garantie

€ **1.012,-**  
~~2.024,-~~

Preis für 2 Stk. **2x**



# Restauration & Prothetik

## Synea Power Edition

### Leistungsstarke Winkelstücke für hochfeste Materialien

- Für anspruchsvolle Anwendungen, wie z.B. die Entfernung von kariösem Material, Kavitäten, Füllungen, Kronen und Brücken
- Höhere Schneidleistung für bessere Abtragsleistung
- 20% längere Lebensdauer, weniger Servicezeiten
- Neues Spannsystem mit 20% höherer Spannkraft
- Schont die Bestandswinkelstücke
- Einfacher Bohrerwechsel mit dem neuen schwarzen Druckknopfdesign



- WK-900 LT ●**
- Winkelstück 1:4
  - 3-fach Spray
  - Kopfgröße Ø 10,7 mm
  - mit Licht
  - 36 Monate Garantie

€ **1.110,-**  
~~1.890,-~~

- WG-900 LT ●**
- Winkelstück 1:4
  - 3-fach Spray
  - Kopfgröße Ø 10,7 mm
  - mit Licht
  - 24 Monate Garantie

€ **840,-**  
~~1.390,-~~

- WG-900 A ●**
- Winkelstück 1:4
  - 3-fach Spray
  - Kopfgröße Ø 10,7 mm
  - ohne Licht
  - 24 Monate Garantie

€ **675,-**  
~~1.110,-~~



# Prophylaxe

## Proxeo Twist Cordless

- Flexibel arbeiten ohne Kabel
- Einfache Drehzahlregulierung mit kabelloser Fußsteuerung
- Optimale Drehzahl für schonendes und effizientes Polieren/Reinigen
- Drei verschiedene Hand- und Winkelstückaufsätze
- Weniger Aerosol durch rotierendes Polieren



LatchShort

Screw-in für YOUNG

Einweg-winkelstück



Mehr Platz mit dem **LatchShort Aufsatz**

### Paket

- Proxeo Twist Cordless
- LatchShort Winkelstückaufsatz + 1 Pck. Prophy-Kelche, weich

€ **1.199,-**  
~~1.595,-~~



# Prophylaxe

## Proxeo Ultra Piezo Scaler

- Einzigartiges Schnellspannsystem »Q-Link«
- Herzschrittmacherkompatibilität
- Kabellose Fußsteuerung
- Automatische Füllstanderkennung
- Erhältlich mit 3 verschiedenen Handstücken für Q-Link, W&H/EMS/Mectron und W&H/Satelec/NSK Gewinde
- Spezielles Reinigungsprogramm
- Proxeo Twist Cordless Polierhandstück und Proxeo Ultra Piezo Scaler können mit einer kabellosen Fußsteuerung verbunden und bedient werden



### Proxeo Ultra PB-530

- Steuergerät
- Fußsteuerung C-NW
- Handstück Q-Link PB-5 L Q
- 4 Spitzen

€ **2.376,-**  
~~2.771,-~~



### Bewegungsfreiheit

Die Position zu wechseln war noch nie so einfach. Eine Fußsteuerung für zwei Geräte.

# Prophylaxe

## Proxeo Winkelstücke

### Ihre Vorteile für das LatchShort System:

- Bis zu 4 mm geringere Arbeitshöhe
- Beste Sicht durch kleinen Kopf und schlanken Hals
- Komfortables Druckknopfspannsystem
- Optimale Drehzahl für schonendes und effizientes Reinigen und Polieren
- Langlebig durch perfekte Abdichtung



### Paket

- WP-66 W Prophylaxe Winkelstück + 1 Pck. Prophy-Kelche, weich (100 stk.)

€ ~~571,-~~  
399,-



### WP-64 MU

- WP-64 MU Prophylaxe Winkelstück System Universal mit Snap-on Adapter

€ ~~511,-~~  
399,-

### WP-64 M

- WP-64 M Prophylaxe Winkelstück System Young Screw-In

€ ~~511,-~~  
399,-



### WP-66 M

- WP-66 M Prophylaxe Winkelstück, für Kelche mit 2,35 mm Schaft

€ ~~512,-~~  
399,-



# Prophylaxe

## Proxeo Air Scaler

- Stufenlose Leistungsregelung
- Schnelle und gleichzeitig schonende Zahnreinigung
- Zwei große Lichtaugen
- Von anderen Herstellern freigegebene Spitzen kompatibel



bis zu  
**662 €**  
sparen

### ZA-55

- ohne Licht,
- Roto Quick-Anschluss
- inkl. 4 Spitzen

€ ~~1.121,-~~  
699,-

### ZA-55 LS

- mit Licht
- Sirona-Anschluss inkl. 4 Spitzen
- stufenlose Leistungsregelung

€ ~~1.758,-~~  
1.096,-

### ZA-55 LM

- mit Licht
- Multiflex®-Anschluss inkl. 4 Spitzen
- stufenlose Leistungsregelung

€ ~~1.758,-~~  
1.096,-

### ZA-55 M

- ohne Licht
- Multiflex®-Anschluss
- inkl. 4 Spitzen

€ ~~1.121,-~~  
699,-



# Ihr Kompass für die Zahnarztpraxis von morgen



# Oralchirurgie & Implantologie

## Chirurgische Hand- und Winkelstücke

- Mini-LED+ Hand- und Winkelstück mit modernster Lichttechnik
- Zerlegbar ohne Werkzeug (außer WI-75 E/KM)
- Robust und langlebig durch hochwertigen Edelstahl mit kratzfester Beschichtung

bis zu  
**520 €**  
sparen



### Für alle W&H Chirurgie Geräte

**S-11 L G**  
• Handstück gerade  
• 1:1

€ **1.176,-**  
~~1.678,-~~

**WS-75 L G**  
• Winkelstück 20:1

€ **1.183,-**  
~~1.703,-~~

**WS-91 L G**  
• Winkelstück 1:2,7

€ **1.102,-**  
~~1.570,-~~

**WS-92 L G**  
• Winkelstück 1:2,7

€ **1.102,-**  
~~1.570,-~~

**WS-56 L G**  
• Winkelstück 1:1

€ **1.102,-**  
~~1.570,-~~

**WI-75 E/KM**  
• Winkelstück 20:1 nicht zerlegbar  
• ohne Licht

€ **796,-**  
~~1.153,-~~

### Für Implantmed Plus SI-1023

**S-11 L**  
• Handstück gerade  
• 1:1

€ **1.061,-**  
~~1.499,-~~

**WS-91 L**  
• Winkelstück 1:2,7

€ **987,-**  
~~1.396,-~~

**WS-92 L**  
• Winkelstück 1:2,7

€ **987,-**  
~~1.396,-~~

**WS-56 L**  
• Winkelstück 1:1

€ **987,-**  
~~1.396,-~~

**WS-75 L**  
• Winkelstück 20:1

€ **1.069,-**  
~~1.526,-~~

# Oralchirurgie & Implantologie

## Implantmed Plus & Piezomed Modul

- Kompakter chirurgischer Motor mit Licht
- Ultrakurzer, leistungsstarker Elektromotor mit 6,2 Ncm Drehmoment
- Automatische Drehmomentkontrolle: 5 bis 80 Ncm
- Maschinelle Gewindeschneidfunktion
- Lückenlose Dokumentation
- Kabellose Fußsteuerung (optional)



**Upgrade**  
auf Piezochirurgie  
möglich dank Plug-  
and-Play mit dem  
Piezomed Modul

- Innovative Ultraschalltechnologie
- Automatische Instrumentenerkennung
- Effiziente Kühlung durch Sprayaustritt  
nahe am Arbeitsbereich des Instrument



### Für Fortgeschrittene

**Implantmed Set 6**

- Steuergerät mit Licht
- Fußsteuerung kabellos
- + 1 chirurgisches Winkelstück WS-75 L

€ ~~6.553,-~~  
4.990,-

**Piezomed Plus Modul**  
mit Licht, 1,8 m Kabel

€ ~~5.278,-~~  
4.990,-

# Oralchirurgie & Implantologie

## W&H Chirurgie Cart-System

- Implantmed, Piezomed Plus Modul und kabellose Fußsteuerung kompakt an einem Ort
- Unabhängige Positionierung im Raum
- Flexible und ergonomische Arbeitsweise im OP
- Beide Geräte mit einer kabellosen Fußsteuerung bedienbar

### Für Einsteiger

**Implantmed Set 3**

- Steuergerät ohne Licht
- Fußsteuerung mit Kabel

€ ~~3.899,-~~  
2.999,-

**Paket**  
Implantmed Plus Set 6 mit  
Licht, kabellose Fußsteuerung,  
Piezomed Plus Modul,  
chirurgisches Winkelstück  
WS-75 L (20:1, grün), mobiles  
Gerätecart

€ ~~13.034,-~~  
10.990,-



Piezomed Plus Modul

Implantmed Plus SI-1023

Fußsteuerung S-NW

# Oralchirurgie & Implantologie

## Osstell Beacon

- Monitoring der Einheilungsphase
- Ermöglicht eine frühere prothetische Versorgung
- Verbesserte Vorhersagbarkeit der Behandlung von Patienten mit Risikofaktoren
- Einfache Patientenkommunikation mittels Ampel-Visualisierung
- Maximale Bewegungsfreiheit und Flexibilität dank kabelloser Technologie



Für die Messung der Osseointegration werden SmartPegs benötigt. Erhältlich unter [shop.wh.com](http://shop.wh.com)



**Osstell Beacon**  
Kabelloses Gerät zur Messung der Implantatstabilität

€ **2.360,-**  
~~2.951,-~~

**591 €**  
sparen



# Sterilisation, Hygiene & Pflege

## Assistina One & Assistina Twin

- Automatisches Ölpflegegerät
- Kartuschensystem für Service Oil und Activefluid
- Assistina Care Set ausreichend zur Aufbereitung von bis zu 2.800 Instrumenten
- Einfacheres und noch schnelleres Aufstecken und Entnehmen von Übertragungsinstrumenten dank der Quick Connect Adapterlösung

bis zu  
**841 €**  
sparen



**Assistina One**  
• inkl. 1 Quick ISO Adapter

€ **1.490,-**  
~~1.895,-~~



**Assistina Twin**  
• inkl. 1 Quick ISO +  
1 Quick RM Adapter

€ **2.490,-**  
~~3.331,-~~



# Sterilisation, Hygiene & Pflege

## Lisa Mini

- Wiederaufbereitung von Instrumenten mit überraschend kurzen Zyklen
- Klein, aber komplett ausgestattet mit allen Leistungsmerkmalen und Funktionen eines großen Typ B-Sterilisators
- Flexible Platzierungsmöglichkeiten und Anwendungen
- Zusätzliche Sicherheit durch Wi-Fi und W&H Steri App zur Steuerung und Echtzeitfernüberwachung
- Wartung nach jeweils 4.000 Zyklen oder alle fünf Jahre



**Optional: Upgrade auf EliTrace**  
Sterilisationsprozess bis hin zum einzelnen Instrument rückverfolgen und dokumentieren – ohne zusätzliche Software oder Computer.

### Lisa Mini 5l Kammer

- 2 Aluminium Trays
- Ablassschlauch
- Türöffner
- 8 GB USB-Stick
- Trayhalter
- Druckluftschlauch
- Helix Test Starter-Kit

€ ~~4.930,-~~  
3.981,-



### Unschlagbare Zykluszeiten

Verpackte Instrumente können in weniger als 18 Min. sterilisiert werden. Unverpackte Beladungen in weniger als 9 Min.



### Kompakte Abmessungen

Lisa Mini lässt sich problemlos im Hygieneraum aufstellen. Darüber hinaus bietet sich die Möglichkeit, andere Gegenstände darauf abzustellen.



### Hohe Flexibilität bei der Beladung

Mit der 5-Liter-Kammer eignet sich Lisa Mini zur Wiederaufbereitung bis zu 1,5 kg oder ca. 22 Handstücke.

# Sterilisation, Hygiene & Pflege

## Lara

- Einfache Bedienung dank Farbtouchscreen
- Individuelle Effizienzsteigerung durch Upgrade mittels Activation Code-System
- Papierlose Dokumentation dank 8 GB USB-Stick zur automatischen Aufzeichnung aller Zyklen
- Wartung nach jeweils 4.000 Zyklen oder alle fünf Jahre

### Lara Sterilisator 17l Kammer

- Drehbarer Trayträger
- 3 Aluminium Trays
- Ablassschlauch
- 8 GB USB-Stick
- Türöffner
- Trayhalter
- Werksprüfung
- Helix Test Starter-Kit

€ **5.990,-**  
~~7.359,-~~



**Einzigartige Upgrades:**  
mit dem Activation-Code-System können Sie jederzeit auf z.B. Eco Dry+ oder einen Schnellzyklus upgraden.



**Schnellster Zyklus seiner Klasse**  
Bereits mit der Basisausstattung bietet der Lara Sterilisator den schnellsten Zyklus seiner Klasse.



**Leichtes Befüllen**  
Ein integrierter großvolumiger Trichter verhindert Wasserspritzer beim Befüllen mit Wasser.

# Sterilisation, Hygiene & Pflege

## Lisa Remote Plus ioDent®

- Geringer Wasser- und Energieverbrauch dank EcoDry+ Technologie
- Eines der leisesten Geräte am Markt
- Deutlich niedrigere Wartungskosten im Vergleich zum Wettbewerb
- Einfache Wartung erst nach 4.000 Zyklen oder alle fünf Jahre
- Dokumentationspaket für Begehungen: alle Dokumente für die Praxisbegehung mit einem Klick verfügbar
- Weniger Dokumentation auf Papier und vollautomatische Zyklusdokumentation



**ioDent®**  
SMART DENTAL SOLUTIONS

Monitoringsystem  
ioDent® Intelligent  
Assist: kürzere  
Reaktionszeiten  
durch Servicepartner  
und weniger  
Ausfallzeiten der  
Sterilisatoren dank  
Ferndiagnose

### Paket Lisa Remote Plus ioDent® 171 + Multidem C27

- ioDent®-Feature
- Dokumentationspaket
- Drehbarer Trayträger
- 6 Aluminium Trays
- Ablassschlauch
- Trayhalter, Türöffner
- 8 GB USB-Stick
- Remote WiFi-Kit
- Werkprüfung
- Helix Test Starter-Kit

€ **8.490,-**  
~~10.610,-~~



**2.120 €**  
sparen



Unglaublich  
anwenderfreundlich  
**EliSense**

Alle Informationen zum  
Zyklusstatus, zur Temperatur und  
zur Optimierung des Arbeitsablaufs  
und Resultats auf einen Blick.

Unglaubliche  
Rückverfolgbarkeit  
**EliTrace**

Mit EliTrace wissen Sie nicht nur  
genau, wann welcher Zyklus  
durchgeführt wurde, sondern auch,  
welches Instrument im Rahmen des  
Zyklus sterilisiert wurde.

Unglaublich leistungsstark  
**Eco Dry +**

Die Eco Dry + Technologie passt  
die Trocknungszeit der Beladung  
an. Das verkürzt die Zykluszeit,  
verlängert die Lebensdauer  
Ihrer Instrumente und senkt den  
Energieverbrauch.



#### Willy Beckert

Betreuung für PLZ 01-09,  
95-96, 98-99  
**m:** +49 172 8996046  
willy.beckert@wh.com

#### Claudia Martin-Esch

Betreuung für PLZ 33, 40-48,  
50-53, 57-59  
**m:** +49 172 8996049  
claudia.martin-esch@wh.com



#### Ing. Markus Buchhalt

Betreuung Wien, Burgenland,  
Niederösterreich, Steiermark  
**m:** +43 664 2313860  
markus.buchhalt@wh.com

#### Annabell Holleck

Betreuung für PLZ 10-18, 39  
**m:** + 49 172 8996056  
annabell.holleck@wh.com

#### W&H Deutschland

Betreuung für PLZ 34-37,  
54-56, 60-69, 97  
**t:** + 49 8651 904 244-0  
office.de@wh.com

#### W&H Deutschland

Betreuung für PLZ 19-32,  
38, 49  
**t:** + 49 8651 904 244-0  
office.de@wh.com

#### Jacqueline Fraab

Betreuung für PLZ 80-87, 90-94  
**m:** +49 172 8996020  
jacqueline.fraass@wh.com

#### Maximilian Dornberger

Betreuung für PLZ 70-79, 88-89  
**m:** +49 173 6376801  
maximilian.dornberger@wh.com

#### W&H Deutschland GmbH

Ludwigstraße 27  
83435 Bad Reichenhall, **Deutschland**  
**t** + 49 8651 904 244-0  
**f** + 49 8651 904 244-4  
office.de@wh.com  
**wh.com**

#### W&H Austria GmbH

Ignaz-Glaser-Straße 53  
51111 Bürmoos, **Austria**  
**t** + 43 6274 6236-239  
**f** + 43 6274 6236-890  
office.at@wh.com  
**wh.com**



## W&H Online Shop

Bestellen Sie die  
W&H Produkte zum  
Aktionspreis ganz  
einfach im Online Shop  
unter **shop.wh.com**



Die jeweiligen Aktionspreise erfragen Sie beim teilnehmenden Fachhandel.  
Aktionen gültig vom 01.09.2024 bis 31.12.2024. Preise lt. Liste in Euro zzgl.  
MwSt., nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. **Die Paketangebote sind  
eine gemeinsame Aktion von W&H und teilnehmenden Fachhändlern.**

Abb. Symbolfotos. Zusatzausstattung und Inhalt der  
gezeigten Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.