

## Instrumentenpakete

# Doppelt profitieren mit den neuen Twin-Packs



Für optimale Arbeitsergebnisse braucht man die richtigen Instrumente. Mit den neuen Twin-Pack Angeboten erhalten Sie zwei gleiche Instrumente und profitieren von einem Preisvorteil von bis zu **1.200 €** gegenüber Einzelkauf.

### T2 Energo Winkelstücke

- kleinerer Kopf mit optimaler Bohrerlänge für besseren Zugang in tiefste Kavitäten
- ergonomisches Design und eine griffige Oberfläche für komfortables und präzises Arbeiten
- einfacherer Bohrerwechsel: 40% weniger Kraftaufwand beim Öffnen der Spannzange

### T1/T2 Turbinen


- passend für Dentsply Sirona- und KaVo-Anschlüsse (Schnellkupplungsvarianten)
- Quick-Stop-Funktion: kurze Stoppzeit des Bohres
- Control-Funktion: dynamische Drehzahlregelung für konstantes Arbeiten bei geringer Lautstärke - verhindert thermische Schäden am Zahn

# Ihr Preisvorteil mit den neuen Twin-Packs Instrumentenpaketen!

- > Doppelt profitieren - bis zu **1.200 €** Preisvorteil beim Kauf eines Twin-Packs
- > Die Twin-Packs beinhalten jeweils zwei gleiche Instrumente
- > Frei wählbar aus den T2 Energo Winkelstücken und den T1/T2 Turbinen
- > Made in Germany mit 2-Jahres Garantie



Bis zu **1.200 €<sup>2</sup>** sparen



## Die Twin-Pack Instrumentenpakete im Überblick:

Twin-Packs	Instrumenten-Kombination		REF.	Regulärer UVP <sup>1</sup>	Twin-Pack UVP <sup>1</sup>
	Typ/Anschlussart			EUR ohne MwSt.	
Twin-Pack T2 Energo <b>1:5 L</b>	● 1:5 L	● 1:5 L	68 66 045	1.984,- €	<b>1.544,- €</b>
Twin-Pack T2 Energo <b>1:1 L</b>	● 1:1 L	● 1:1 L	68 66 052	1.470,- €	<b>1.110,- €</b>
Twin-Pack T2 Energo <b>5:1 L</b>	● 5:1 L	● 5:1 L	68 66 060	1.584,- €	<b>1.284,- €</b>
Twin-Pack Turbine <b>T1 Control S</b>	Dentsply Sirona-Anschluss	Dentsply Sirona-Anschluss	68 66 086	2.762,- €	<b>1.962,- €</b>
Twin-Pack Turbine <b>T2 Control S</b>	Dentsply Sirona-Anschluss	Dentsply Sirona-Anschluss	68 66 102	2.410,- €	<b>1.210,- €</b>
Twin-Pack Turbine <b>T1 Control K</b>	KaVo-Anschluss	KaVo-Anschluss	68 66 177	2.762,- €	<b>1.962,- €</b>
Twin-Pack Turbine <b>T2 Control K</b>	KaVo-Anschluss	KaVo-Anschluss	68 66 185	2.410,- €	<b>1.210,- €</b>

Fragen Sie Ihren Dentsply Sirona Fachhändler nach einem individuellen Angebot.

<sup>1</sup> Dentsply Sirona Preisstand 01/2025. Gültig in Deutschland und Österreich

<sup>2</sup> Gegenüber Einzelkauf