



AUSGABE 02/25

Mehr Informationen unter:
duerrdental.com/dasbeste

DAS BESTE

AKTIONSANGEBOTE VON DÜRR DENTAL

Graue Tage? Gelbe Lösung!



Orotol Basis-Set

Sauganlagen-
Desinfektion
und Reinigung



-30%

Flächendesinfektion

FD 322, FD 333 forte,
FD 366 sensitive



8+1



System-Hygiene von Dürr Dental
Spezialbereiche

**DÜRR
DENTAL**
DAS BESTE HAT SYSTEM

Umfassende Pflege und höchste Sicherheit



Die tägliche Desinfektion der Sauganlage gehört seit der Erfindung von Orotol 1965 zum Hygiene-Standard in Zahnarztpraxen. Dennoch sind ungefähr knapp 50 Prozent aller Anlagen durch Ablagerungen und Verstopfungen in ihrer Leistung eingeschränkt. Der Grund: Die meisten Sauganlagen werden zwar desinfiziert, aber keiner zusätzlichen Reinigung unterzogen.

Warum braucht es einen Spezialreiniger wie MD 555 cleaner?

Während **Orotol plus organische** Ablagerungen aus dem System entfernt, beseitigt der Spezialreiniger **MD 555 cleaner anorganische** Rückstände. Dazu gehört z. B. Kalk, aber auch Prophylaxepulver, das heutzutage immer häufiger eingesetzt wird. Ohne den Einsatz von MD 555 cleaner, kann sich das Pulver schnell ablagern und das System blockieren.



Jetzt kostenlos Saugleistung checken lassen!

Anmeldung zum Saugsystem-Check in Ihrer Praxis:
duerrdental.com/saugsystem-check



Angela Lemke

Medizinprodukteberaterin bei DÜRR DENTAL SE

„Wir empfehlen eine regelmässige Anwendung mit MD555 cleaner mindestens **zweimal pro Woche**. Damit erreichen wir nicht nur die Einheit, sondern das komplette Saugsystem.“



MD 555 cleaner Spezialreiniger für die Sauganlage 7+1 Aktion*

MD 555 cleaner Spezialreiniger

Schaumfreies Reinigungskonzentrat für Sauganlagen und Amalgamabscheider aller Art.

- Hervorragende intensive Reinigungswirkung gegen Ablagerungen (z. B. Kalk)
- Besonders geeignet zur Beseitigung von Rückständen aus Prophylaxepulvern und Prophylaxe Pearl-Produkten.
- Geprüfte Materialverträglichkeit – von führenden Einheitenherstellern empfohlen
- Ideal in Kombination mit Orotol plus



Videos zur Benutzung (How to use) von Orotol plus und MD 555 cleaner
duerrdental.com/how-to-use



Scannen und Videos starten:



2x weekly

Orotol Basis-Set mit 30% Rabatt

Orotol Basis-Set

Für die anwenderfreundliche Desinfektion und Reinigung von zahnärztlichen Sauganlagen.



119,00 €*
~~171,00 €*~~

-30%

Das Basis-Set enthält:

- 1 x 2,5-Liter-Flasche Orotol plus
- 1 x 2,5-Liter-Flasche MD 555 cleaner
- 1 x 750-ml-Flasche MD 550
- 1 x OroCup

*Bei den Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von Dürr Dental (gültig ab 01.09.2025). Diese verstehen sich zzgl. MwSt. Es gelten die Preise und allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweils die Bestellung annehmenden Depots. Diese Aktion ist nur in Deutschland und Österreich und bei teilnehmenden Fachhändlern gültig bis 31.12.2025.

Orotol Combi Set zum Aktionspreis

2 x Orotol plus Sauganlagen-Desinfektion + 2 x MD 555 cleaner Spezialreiniger für Sauganlagen



Orotol plus Sauganlagen-Desinfektion

Schaumfreies, hochergiebiges Flüssigkonzentrat für die Reinigung, Desinfektion, Desodorierung und Pflege aller Sauganlagen und Amalgamabscheider.

MD 555 cleaner Spezialreiniger

Schaumfreies Reinigungskonzentrat für zahnärztliche Sauganlagen und Amalgamabscheider aller Art.



Videos zur Benutzung (How to use) von Orotol plus und MD 555 cleaner duerrdental.com/how-to-use



Scannen und Videos starten:

178,00 €*
~~210,00 €*~~

-15%

AKTIONSPREIS!

MD 520 Abdruck-Desinfektion 8+1 Aktion*

MD 520 Abdruck-Desinfektion

Alkoholfreie viruzide Gebrauchslösung zur wirksamen und materialfreundlichen Desinfektion und Reinigung von Abformungen, prothetischen Arbeiten etc.



Video zur Durchführung der Abdruckdesinfektion duerrdental.com/abdruckdesinfektion



Scannen und Video starten:

8+1



VOLL VIRUZID

*Bei den Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von Dürr Dental (gültig ab 01.09.2025). Diese verstehen sich zzgl. MwSt. Es gelten die Preise und allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweils die Bestellung annehmenden Depots. Diese Aktion ist nur in Deutschland und Österreich und bei teilnehmenden Fachhändlern gültig bis 31.12.2025.

Dürr Dental Chirurgische Absaugkanüle

Chirurgische Absaugkanüle

Die chirurgischen Einwegkanülen sind einzeln steril verpackt. Zudem sind sie besonders leicht und haben einen Durchmesser von 2,5 mm und eine Kanülenlänge von ca. 17 cm

Als 20er Packung
zum Aktionspreis von

49,00 €*
~~62,30 €*~~

-21%

**AKTIONS-
PREIS!**

Als 100er Packung
zum Aktionspreis von

208,00 €*
~~260,00 €*~~

-20%

**AKTIONS-
PREIS!**

Dürr Dental Universalkanülen 5+1 Aktion*

Universalkanüle

Geprüft geräuscharme Absaugung von
Spraynebel bei maximalem Volumenstrom.

d = 16 mm, grau/blau/türkis (5 Stück)



Universalkanülen Protect

Universalkanülen Protect mit integrierten Nebenlufteinlässen
am Schaft zur Verhinderung eines Reflux aus dem Saugsystem,
sicherste Prävention vor Kreuzinfektion bei max. Volumenstrom.

d = 16 mm, grau, blau, türkis (5 Stück)



5+1

Universalkanülen Petito

Speziell für den Kindermund konzipiert zum bestmöglichen
Schutz vor Reflux aus dem Saugsystem.

d = 16 mm, grau/blau/türkis (5 Stück) inkl. Protect-Funktion
d = 11 mm, grau/blau (5 Stück)



Hersteller-Empfehlungen

zur Reinigung, Desinfektion und Pflege von Dental-Geräten mit den Produkten der System-Hygiene von Dürr Dental



Absauganlage und Mundspülbecken



| Hersteller | Ancar | Belmont Dental | Dentsply Sirona | Heka Dental | Mikrona | Planmeca | Ritter Concept | Ultradent |
|----------------|-------|----------------|-----------------|-------------|---------|----------|----------------|-----------|
| Produkt | | | | | | | | |
| MD 550 | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● |
| MD 555 cleaner | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Orotol plus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Flächendesinfektion



| Hersteller | Ancar | Belmont Dental | Dentsply Sirona | Heka Dental | KaVo Dental | Mikrona | Planmeca | Ritter Concept | Ultradent |
|------------------|---------|----------------|-----------------|-------------|-------------|---------|----------|----------------|-----------|
| Produkt | | | | | | | | | |
| FD 300 | | | | ● | | | | ● | |
| FD 312 | ● | | | ● | | ● | ● | ● | |
| FD 322 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| FD 333 | ● wipen | | | ● | | ● wipen | ● | | |
| FD 333 forte | ● | | | | | | | | |
| FD 350 | | | | ● | | ● | | | |
| FD 366 sensitive | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● |
| FD 360 | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | |

Stand der Daten: 02/2025; Änderungen vorbehalten; Basis der Empfehlungen ist die Prüfung auf Materialverträglichkeit. Es ist immer die offizielle Freigabeliste des Herstellers zu beachten.



Ihr Hersteller ist nicht gelistet?

Gerne beraten wir Sie zu den für Ihre Praxis passenden Produkten.

www.duerrdental.com/contact

FD 322 Desinfektionstücher 8 + 1 Aktion*

Desinfektionstücher für die Schnelldesinfektion alkoholbeständiger Oberflächen von invasiven und nicht invasiven Medizinprodukten und medizinischem Inventar.



FD 322 wipes

in der wirtschaftlichen Spenderbox und Nachfüllpackung à 100 Tücher

Tuchgröße: 20 x 30 cm



FD 322 premium wipes

in der praktischen Spenderdose und Nachfüllpackung à 80 Tücher

Tuchgröße: 14 x 19 cm



FD 322 top wipes

im handlichen Flowpack mit Clip-Verschluss à 50 Tücher

Tuchgröße: 17,5 x 25 cm

8+1

FD 333 forte Desinfektionstücher 8 + 1 Aktion*

Voll viruzide gebrauchsfertige Desinfektionstücher für die Schnelldesinfektion alkoholbeständiger Oberflächen von invasiven und nicht invasiven Medizinprodukten und medizinischem Inventar.

FD 333 forte wipes

in der wirtschaftlichen Spenderbox und Nachfüllpackung à 100 Tücher

Tuchgröße: 20 x 30 cm



FD 333 forte premium wipes

in der praktischen Spenderdose und Nachfüllpackung à 80 Tücher

Tuchgröße: 14 x 19 cm

8+1

FD 366 sensitive Desinfektionstücher 8 + 1 Aktion*

Gebrauchsfertige Desinfektionstücher für die Schnelldesinfektion empfindlicher Oberflächen von invasiven und nicht invasiven Medizinprodukten und medizinischem Inventar.



FD 366 sensitive wipes

in der wirtschaftlichen Spenderbox und Nachfüllpackung à 100 Tücher

Tuchgröße: 20 x 30 cm



FD 366 sensitive top wipes

im handlichen Flowpack mit Clip-Verschluss à 50 Tücher

Tuchgröße: 17,5 x 25 cm



Video zur Desinfektion empfindlicher Oberflächen
duerrdental.com/FD366



Scannen und
Video starten:

Exklusiv in Ihrer Praxis: Kostenfreier Saugsystem-Check!

JETZT
GRATIS-CHECK
& OROFANT
SICHERN!



Von OBEN bis UNTEN

Nach dem kostenlosen Saugsystem-Check von DÜRR DENTAL wissen Sie, ob Ihre Sauganlage Aerosolbildung sicher unterbindet. Das geht fix, denn wir prüfen bei laufendem Betrieb!

Nehmen Sie gleich Kontakt auf unter duerrdental.com/saugsystem-check



Anmeldung zum Saugsystem-Check in Ihrer Praxis und **Orofan** erhalten:

Jetzt QR-Code scannen und die neusten Trends, Aktionen und Produktneuheiten direkt ins Postfach erhalten!

DENTAL SECRETS – NUR FÜR INSIDER



Mehr Know-how – News für
Dentalexperten!

duerrdental.com/insider



Sie möchten mehr erfahren? Wir freuen uns über Ihren Kontakt.

E-mail: promotion@duerrdental.com

Telefon: **+49 (0)7142 705 119**

DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

Follow us on:



 **DÜRR
DENTAL**
DAS BESTE HAT SYSTEM