



AUSGABE 02/26

Mehr Informationen unter:
duerrdental.com/dasbeste

DAS BESTE

AKTIONSANGEBOTE VON DÜRR DENTAL

Fall in love: Attraktive Angebote rufen



FALL IN LOVE

Orotol Combi Set

Sauganlagen-
Desinfektion
und Reinigung



-15%

Orotol plus

Sauganlagen-
Desinfektion



System-Hygiene von Dürr Dental
Spezialbereiche

**DÜRR
DENTAL**
DAS BESTE HAT SYSTEM

Ein kurzer Check mit großer Wirkung

Jetzt kostenlos
Saugsystem
checken lassen:



Beim Saugsystem-Check wird der Volumenstrom direkt an den Behandlungseinheiten gemessen und auf optimale Leistung geprüft. Denn nur wenn rund 300 Liter pro Minute erreicht werden, ist eine zuverlässige Absaugung gewährleistet und kann somit vor Aerosolen und Rückfluss schützen und Funktionsstörungen verhindern.

Viele Anlagen arbeiten unbemerkt unter ihrer Leistungsgrenze. Ursachen sind oft Ablagerungen oder eine nicht optimal abgestimmte Hygiene. Denn erst die richtige Kombination und Anwendung von Orotol plus und MD 555 cleaner sorgt dafür, dass sowohl organische als auch anorganische Rückstände vollständig entfernt werden. Während Orotol plus zuverlässig desinfiziert und organische Verschmutzungen löst, entfernt MD 555 cleaner gezielt Kalk und Prophylaxepulver – zwei Faktoren, die maßgeblich die Saugleistung beeinträchtigen können.

Warum ist der Saugsystem-Check so wichtig?

Der regelmäßige und kostenfreie Saugsystem-Check, durchgeführt durch eine der 18 regionalen Medizinprodukteberaterinnen von Dürr Dental, deckt Schwachstellen frühzeitig auf und zeigt, ob die Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen korrekt greifen. Und das Ganze, ohne den Praxisbetrieb zu unterbrechen. Für eine Sauganlage, die zuverlässig arbeitet, wenn es darauf ankommt und für maximale Sicherheit im Praxisalltag.



Realität in der Sauganlage: Wenn die Reinigung fehlt (Dürr Dental)

Angela Lemke

Medizinprodukteberaterin bei DÜRR DENTAL SE

„Rund die Hälfte der Anlagen erreicht nicht die empfohlenen 300 l/min. Nach unserem kostenlosen Saugsystem-Check wissen Sie, ob Handlungsbedarf besteht. Meine Kolleginnen und ich unterstützen Sie gerne und beraten Sie unter anderem zur richtigen Anwendung von Orotol plus.“

Orotol plus Sauganlagen-Desinfektion 10+1 Aktion*

Orotol plus Sauganlagen-Desinfektion

Schaumfreies Flüssigkonzentrat für die gleichzeitige Desinfektion, Reinigung, Desodorierung und Pflege aller zahnärztlichen Sauganlagen und Amalgamabscheider.

- Die Lösung für kontaminierte Sauganlagen gewährt sicheren Infektionsschutz
- Beseitigt hartnäckigste organische Ablagerungen
- Geprüfte Materialverträglichkeit – von führenden Einheitenherstellern empfohlen



MD 555 cleaner Spezialreiniger für die Sauganlage 7+1 Aktion*

MD 555 cleaner Spezialreiniger

Schaumfreies Reinigungskonzentrat für Sauganlagen und Amalgamabscheider aller Art.

- Hervorragende intensive Reinigungswirkung gegen anorganische Ablagerungen (z. B. Kalk)
- Besonders geeignet zur Beseitigung von Rückständen aus Prophylaxepulvern und Prophylaxe Pearl-Produkten.
- Geprüfte Materialverträglichkeit – von führenden Einheitenherstellern empfohlen
- Ideal in Kombination mit Orotol plus



*Bei den Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von Dürr Dental (gültig ab 01.09.2026). Diese verstehen sich zzgl. MwSt. Es gelten die Preise und allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweils die Bestellung annehmenden Depots. Diese Aktion ist nur in Deutschland und Österreich und bei teilnehmenden Fachhändlern gültig bis 31.12.2026.

Orotol Combi Set zum Aktionspreis

2 x Orotol plus Sauganlagen-Desinfektion + 2 x MD 555 cleaner Spezialreiniger für Sauganlagen



Orotol plus Sauganlagen-Desinfektion

Schaumfreies, hochgiebiges Flüssigkonzentrat für die Reinigung, Desinfektion, Desodorierung und Pflege aller Sauganlagen und Amalgamabscheider.

MD 555 cleaner Spezialreiniger

Schaumfreies Reinigungskonzentrat für zahnärztliche Sauganlagen und Amalgamabscheider aller Art.

180,00 €*

~~212,00 €*~~

-15%

**AKTIONS-
PREIS!**

Orotol Basis-Set mit 30 % Rabatt

Orotol Basis-Set

Für die anwenderfreundliche Desinfektion und Reinigung von zahnärztlichen Sauganlagen.

119,00 €*

~~171,00 €*~~

-30%



Das Basis-Set enthält:


- 1 x 2,5-Liter-Flasche Orotol plus
- 1 x 2,5-Liter-Flasche MD 555 cleaner
- 1 x 750-ml-Flasche MD 550
- 1 x OroCup

*Bei den Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von Dürr Dental (gültig ab 01.09.2026). Diese verstehen sich zzgl. MwSt. Es gelten die Preise und allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweils die Bestellung annehmenden Depots. Diese Aktion ist nur in Deutschland und Österreich und bei teilnehmenden Fachhändlern gültig bis 31.12.2026.

Saugis Hygiene-Tipp

„Orotol plus und MD 555 cleaner sollten fester Bestandteil eurer Sauganlagen-Hygiene sein!“

Orotol plus	MD 555 cleaner
gegen Keime	gegen Kalk
gegen organische Rückstände	gegen Prophylaxepulver
tägliche Desinfektion	2 × wöchentliche Reinigung



MD 520 Abdruck-Desinfektion 4+1 Aktion*

MD 520 Abdruck-Desinfektion

Alkoholfreie viruzide Gebrauchslösung zur wirksamen und materialfreundlichen Desinfektion und Reinigung von Abformungen, prothetischen Arbeiten etc.

- Gebrauchsfertige Lösung
- Anwendung für Alginate, Silikone, Polyethergummi, Hydrokolloide, Polysulfide etc.
- Erhöhte Präzision des Meistermodells aus Gips durch effektive Reinigungswirkung
- Keine Beeinträchtigung der Dimensionsstabilität oder Gipskompatibilität



*Bei den Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von Dürr Dental (gültig ab 01.09.2026). Diese verstehen sich zzgl. MwSt. Es gelten die Preise und allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweils die Bestellung annehmenden Depots. Diese Aktion ist nur in Deutschland und Österreich und bei teilnehmenden Fachhändlern gültig bis 31.12.2026.

Dürr Dental Chirurgische Absaugkanüle

Chirurgische Absaugkanüle

Die chirurgischen Einwegkanülen sind einzeln steril verpackt. Zudem sind sie besonders leicht, haben einen Durchmesser von 2,5 mm und eine Kanülenlänge von ca. 17 cm

Als 20er Packung
zum Aktionspreis von

52,00 €*
~~65,90 €*~~

-21 %



Dürr Dental Universalkanülen 5 + 1 Aktion*

Universalkanüle

Geprüft geräuscharme Absaugung von
Spraynebel bei maximalem Volumenstrom.

d = 16 mm, grau/blau/türkis (5 Stück)



Universalkanülen Protect

Universalkanülen Protect mit integrierten Nebenlufteinlässen
am Schaft zur Verhinderung eines Reflux aus dem Saugsystem,
sicherste Prävention vor Kreuzinfektion bei max. Volumenstrom.

d = 16 mm, grau, blau, türkis (5 Stück)



Universalkanülen Petito

Speziell für den Kindermund konzipiert zum bestmöglichen
Schutz vor Reflux aus dem Saugsystem.

d = 16 mm, grau/blau/türkis (5 Stück) inkl. Protect-Funktion
d = 11 mm, grau/blau (5 Stück)



*Bei den Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von Dürr Dental (gültig ab 01.09.2026). Diese verstehen sich zzgl. MwSt. Es gelten die Preise und allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweils die Bestellung annehmenden Depots. Diese Aktion ist nur in Deutschland und Österreich und bei teilnehmenden Fachhändlern gültig bis 31.12.2026.



Wir identifizieren mit Ihnen die wichtigsten Handlungsbedarfe

Wenn die Behörde eine Praxisbegehung ankündigt, steigt oft der Puls. Wir unterstützen Sie mit dem kostenlosen 30-Minuten-Begehungs-Check von Dürr Dental. So wissen Sie vor dem Prüftermin, ob die wichtigsten Standards erfüllt sind. Und falls noch etwas fehlt, geben wir Ihnen die passenden Empfehlungen.

Nehmen Sie gleich Kontakt auf unter duerrdental.com/begehungs-check



01

Aufbereitung ZEG-Aufsätze



Wir checken, ob die Aufbereitung Ihrer ZEG-Aufsätze den aktuellen Hygienerichtlinien entspricht.

02

Kanülen-Check (Reflux)



Schützen Ihre Kanülen zuverlässig vor Aerosolen und Reflux aus dem Saugsystem? Wir überprüfen mögliche Rückflussrisiken und geben Ihnen klare Empfehlungen.

03

Aufbereitung thermolabiler Geräte



Nicht jedes Instrument hält der Sterilisation durch Hitze stand. Wir zeigen Ihnen, wie Sie thermolabile Geräte, wie z. B. Intraoralkameras, korrekt aufbereiten.

04

Sauganlagen-Check



Erreicht Ihre Sauganlage die empfohlene Saugleistung von 300 l/min? Der Sauganlagen-Check schafft Klarheit – im laufenden Praxisbetrieb.

Hygopac Rückkaufaktion*

500,00 €*

PREISERSPARNIS

auf das neue Gerät

Hygopac View Siegelgerät

Neues Gerät nach Einsendung des Typenschildes Ihres Altgeräts



Alt
gegen
Neu



Jetzt informieren:



Exklusiv in Ihrer Praxis: Kostenfreier Saugsystem-Check!

JETZT
GRATIS-CHECK
& OROFANT
SICHERN!



Von OBEN bis UNTEN

Nach dem kostenlosen Saugsystem-Check von DÜRR DENTAL wissen Sie, ob Ihre Sauganlage Aerosolbildung sicher unterbindet. Das geht fix, denn wir prüfen bei laufendem Betrieb!

Nehmen Sie gleich Kontakt auf unter
duerrdental.com/saugsystem-check



Anmeldung zum Saugsystem-Check
in Ihrer Praxis und **Orofant** erhalten:

Jetzt QR-Code scannen und die neusten Trends, Aktionen und Produktneuheiten direkt ins Postfach erhalten!

DENTAL SECRETS – NUR FÜR INSIDER



Mehr Know-how – News für
Dentalexperten!

duerrdental.com/insider



Sie möchten mehr erfahren? Wir freuen uns über Ihren Kontakt.

E-mail: promotion@duerrdental.com

Telefon: **+49 (0)7142 705 119**

DÜRR DENTAL SE
Höfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
duerrdental.com
info@duerrdental.com

Follow us on:



 **DÜRR
DENTAL**
DAS BESTE HAT SYSTEM