

KaV%oom!

Instrumenten Deals

Nutzen Sie die Vorteile der KaVoom Instrumenten Deals **vom 01.08. – 31.10.2026**

**24
Monate
Garantie**



EXPERTmatic

E25 L Mat.-Nr. 1.007.5550

- Rotes Winkelstück 1:5
- CoolHead Technologie
- EXPERTgrip-Oberfläche
- kleine Kopfgröße
- Keramikgellager
- austauschbarer KaVo-Spray Mikrofilter

~~1.662,00 €~~

721,00 €*



EXPERTtorque

E680 L Mat.-Nr. 1.006.8700

- Kraftvolle und zuverlässige Hochleistungsturbine
- Bis zu 29 Watt Leistung
- Auch mit kleinem Kopf erhältlich: E677 L
- Bohrerhaltezeit von bis zu 30N
- Kompatibel mit MULTiflex-Kupplung
- Erhältlich auch für Fremd-Kupplungen

~~1.501,00 €~~

674,00 €*



EXPERTmatic

E20 L Mat.-Nr. 1.007.5540

- Blaues Winkelstück
- Übertragung 1:1
- 25.000 Lux Glasstab-Lichtleiter
- Hightech-Kugellager
- Innengeführte, separate Kühlmedien

~~1.211,00 €~~

525,00 €*



EXPERTmatic

E15 L Mat.-Nr. 1.007.5530

- Untersetzung 5,4:1 (grünes Winkelstück)
- Innengeführte, getrennte Kühlmedien für Winkelstückbohrer (2,35 mm)
- Verstärktes Spannsystem
- Glasstab-Lichtleiter bis zu 25.000 Lux

~~1.351,00 €~~

620,00 €*



* Die Aktionspreise gelten ausschließlich für Einzelprodukte. Eine Kombination mit anderen Aktionen oder Rabatten ist ausgeschlossen. Die angegebenen Aktionspreise verstehen sich zzgl. MwSt. und beziehen sich auf die Listenpreise von KaVo Dental gegenüber dem Fachhandel. Die Listenpreise des Fachhandels bleiben hiervon unberührt. Dem Fachhandel steht es frei, ob und in welcher Form er an der Aktion teilnimmt. Aktion gültig beim Kauf der angebotenen KaVo Instrumente bis zum 31.10.2026.



Jetzt weitere Aktionsvorteile entdecken
Sparen Sie beim Kauf Ihrer KaVo Instrumente.

EXPERTmatic E10 C Handstück

Mat.-Nr. 1.007.5560

- Zuverlässige Leistung und herausragende Langlebigkeit
- 1:1 Übersetzung (ohne Licht)
- 1-Düsenpray
- 24 Monate Garantie

~~771,00 €~~

354,00 €*



MASTERmatic M25 L Mat.-Nr. 1.009.3630

- Unser Top-Schnellaufwinkelstück
- Reduzierte Kopfgröße
- Ergonomische Kopf-/Kniewinkel-Kombination
- Triple-Gear-Technologie
- Auswechselbarer Sprayfilter
- 3-Düsenpray, Druckknopfspannzange
- Keramik-Kugellager
- Geringe Lautstärke (55 dBA)

~~2.262,00 €~~

920,00 €*



MASTERtorque M9000 L Mat.-Nr. 1.008.7900

- MASTER Turbine mit mehr Sicherheit dank Direct-Stop-Technologie (DST)
- Mehr Präzision und Langlebigkeit dank Hightech-Spannzange
- Optimale Griffigkeit dank Plasmatec Oberfläche
- Kompatibel mit MULTiflex-Kupplung
- Erhältlich auch für Fremd-Kupplungen

~~2.002,00 €~~

880,00 €*



SONICflex quick Set 2008 L / 2003 L

Mat.-Nr. 1.007.1604 / Mat.-Nr. 1.000.8333

Sehr breites Indikations- und Anwendungsspektrum mit über 50 Aufsätzen. Schonende Behandlung dank oszillierender Bewegung mit Licht. Kompatibel mit MULTiflex-Kupplung. Je Set eine Scaler-Spitze Nr. 5/6/7 (A für 2008 L)

~~2.510,00 €~~

1.412,00 €*

Erhalten Sie 5 Spitzen nach Wahl zusätzlich



PROPHYflex 4

PROPHYflex Wave / Mat.-Nr. 3.002.8000
PROPHYflex Lime / Mat.-Nr. 3.002.8200
PROPHYflex Flamingo / Mat.-Nr. 3.002.8800

- Perfekte Ergonomie und Balance für ermüdungsfreies Arbeiten
- Schonende und effektive Entfernung von Biofilm und Verfärbungen
- Vermeidung von störendem Pulvernebel
- 12 Monate Garantie

~~1.547,00 €~~

1.050,00 €*



SURGmatic S201 XL Pro Mat.-Nr. 1.008.7900

- Gesamtuntersetzung 20:1
- Chirurgisches Arbeiten in hoher Präzision
- Mit Hexagon Spannsystem
- Bis zu 80 Ncm belastbar
- Hexagon-Spannsystem für hohe Lebensdauer
- 12 Monate Garantie

~~1.936,00 €~~

1.118,00 €*



* Die Aktionspreise gelten ausschließlich für Einzelprodukte. Eine Kombination mit anderen Aktionen oder Rabatten ist ausgeschlossen. Die angegebenen Aktionspreise verstehen sich zzgl. MwSt. und beziehen sich auf die Listenpreise von KaVo Dental gegenüber dem Fachhandel. Die Listenpreise des Fachhandels bleiben hiervon unberührt. Dem Fachhandel steht es frei, ob und in welcher Form er an der Aktion teilnimmt. Aktion gültig beim Kauf der angebotenen KaVo Instrumente bis zum 31.10.2026.